



medi

medi
catálogo 2009

medi . sinta-se melhor





medi . 2009

Mesmo a Tempo!

**No aconselhamento, no serviço de vendas,
no atendimento e na rápida entrega,
estamos sempre cá para si!**

Contactos

Tel.: 218 437 160

Fax: 218 470 833

Mail: medi.portugal@medibayreuth.pt

Horário

De segunda a Quarta-Feira

Das 9h00 às 13h00 e das 14h30 às 18h00

Quinta-Feira

Das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00

Sexta-Feira

Das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00

Morada

medi Bayreuth, Unipessoal, Lda

Rua Eugénio de Castro Rodrigues, 2

1700-184 Lisboa

Internet

Pode também visitar o nosso site internet

(idioma em inglês) em www.medi.de



4

medi

- 5 A empresa
- 6 Certificados



27

Linfologia

- 31 mediven 550
- 32 mediven mondi
- 33 mediven mangas e luvas
- 35 mediven 95
- 37 mediven esprit
- 39 conselhos para vestir mangas
- 40 vestir fácil com calçadeira
- 41 almofadas linfáticas



67

Hospitalar

- 69 thrombexin
- 71 struva 23
- 73 struva 35
- 75 struva fix
- 75 calçadeiras/butlers



7

Flebologia

- 9 beneficios produtos medi
- 10 icones
- 11 mediven elegance
- 13 mediven plus
- 17 mediven comfort
- 19 mediven active
- 20 collants económicos
- 20 duomed
- 21 mediven forte
- 23 ulcer kit
- 25 post op pad



43

Ortopedia

- 45 colares cervicais
- 47 braço/ombro
- 51 mão/pulso
- 53 tronco
- 57 anca
- 59 joelho
- 63 pé



77

Acessórios e diversos

- 80 cuidados para a pele
- 80 cuidados para as meias
- 81 calçadeiras
- 82 mediven motion
- 83 mediven travel
- 84 mediven swing

85

- 85 tabelas de medidas
- 86 formulário FPM
- 87 indicações e contra-indicações

A empresa que está por detrás dos produtos

Há mais de 50 anos que a medi Bayreuth tem vindo a ser pioneira na colocação no mercado de produtos terapêuticos inovadores focalizados para a melhoria da qualidade de vida.

A mediven® tem mantido a sua posição de elevada qualidade na área das meias de compressão. O recurso a técnicas inovadoras de tecelagem das malhas e a utilização de fio elástico (tipo spandex) não revestido conferiram às meias medicinais de compressão mediven® a reputação de uma fina beleza, sem comprometer a eficácia medicinal.

Dedicada ao desenvolvimento de produtos de qualidade superior, à aplicação de um controlo de qualidade consciente e à satisfação total do cliente, a medi construiu uma reputação ímpar no que respeita à criatividade, à fiabilidade e ao apoio dedicado aos seus clientes.

Todo e qualquer elemento do nosso produto final é submetido a processos de inspeção e avaliação constantes, tanto no local de fabrico como posteriormente.

O êxito da medi Bayreuth nos campos da Flebologia, Linfologia e Ortopedia, bem como na área dos cuidados médicos é o resultado da nossa focalização na qualidade e na nossa constante procura da excelência.

Sem nunca nos considerarmos satisfeitos com os resultados conseguidos ontem, estamos sempre empenhados em descobrir os últimos e mais excitantes desenvolvimentos no campo dos materiais, dos fabricos e da concepção dos produtos.



Como fabricante de produtos medicinais, a medi Bayreuth tem uma elevada consciência da qualidade. Os seus certificados, quer dos produtos, quer dos processos, provam que é dado cumprimento a todos os requisitos legais.

Marcação CE

Os nossos produtos medicinais medi Bayreuth satisfazem todos os requisitos da directiva europeia 93/42/CEE e da legislação alemã sobre Produtos Medicinais. De acordo com os regulamentos, os nossos produtos são submetidos aos procedimentos de avaliação da conformidade, sendo-lhes concedida a marcação CE. Sendo uma espécie de “passaporte para produtos industriais”, a marcação CE assegura a livre comercialização dentro da Área Económica Europeia (AEE).



Rótulo de Qualidade

As nossas meias medicinais de compressão são verificadas regularmente pelo Hohenstein Research Institute, em conformidade com as disposições de qualidade e de ensaio da RAL-GZ 387. Como confirmação de que os produtos satisfazem as condições de qualidade, o Rótulo de Qualidade encontra-se impresso na embalagem.



Öko-Tex Standard 100

Todas as Meias e Collants de Compressão, quer sejam de malha circular, quer de malha plana, meias para profilaxia da trombose e ligaduras são examinadas regularmente e avaliadas de acordo com normas rigorosas por centros de ensaio independentes- por exemplo o Instituto Hohenstein - relativamente a quaisquer substâncias tóxicas potencialmente prejudiciais para a saúde humana. A concessão do Certificado da norma Öko-Tex Standard 100 é a garantia da qualidade testada para protecção da saúde.



DIN EN ISO 9001/ DIN EN 13485

A medi Bayreuth mantém um sistema de gestão da qualidade em conformidade com as normas DIN EN ISO 9001 e DIN EN 13485. Desde 1996 temos vindo a demonstrar aos nossos clientes a nossa obediência às normas ISO 9000 através dos certificados, deste então, a medi Bayreuth tem vindo a explorar as oportunidades oferecidas por esta norma para conseguir a melhoria contínua dos produtos das suas unidades de negócios de Flebologia, Ortóteses, Próteses e Hospitalar e para implementar processos e procedimentos mais seguros e mais eficientes. Definimos a satisfação dos clientes como uma medida decisiva da qualidade.



Dispositivo de Teste Hohenstein - “HOSY”

A pressão é a característica mais importante das meias medicinais de compressão..







Flebologia


Benefícios dos produtos medi

A linha de compressão mediven® oferece características garantidas que o vão impressionar (a si e ao seu cliente)

- Produtos optimamente desenhados para as exigências dos pacientes. Tudo possível graças às soluções únicas e conceitos inovadores.
- Os mais recentes materiais desenvolvidos aumentam a satisfação do paciente e a durabilidade das meias e collants. Características impressionantes que incluem menor absorção da transpiração, menor tensão e elevada resistência a gorduras, óleos e desodorizantes.
- A nossa equipa presta-lhe um serviço de atendimento personalizado e entregas rápidas.
- Uma política única no tratamento de problemas, indo sempre ao encontro dos clientes e dos pacientes.
- Mais segurança e maior confiança para os clientes no seu contacto com os pacientes.



Ícones



Clima Comfort

Clima Comfort


Reduz a transpiração e previne a secura da pele. Isto só é conseguido pela patenteada malha que assegura um rápido desaparecimento da humidade, o que permite a manutenção da temperatura ao longo de toda a malha.



Clima Fresh

Clima Fresh

A prata introduzida nos fios da malha por uma técnica especial tem propriedades anti-bacterianas que previnem as bactérias e outros micro organismos de colonizarem a malha e provocarem odores. Este processo é definitivo e não desaparece com as lavagens.



Perfect Fit

Perfect Fit

Respiração activa, materiais elásticos e elevada qualidade de acabamentos asseguram um alto conforto ao paciente.



Soft Elastic

Soft Elastic

A nova técnica da malha aumenta o uso confortável com uma grande sensação de liberdade para os dedos dos pés e menor pressão na área do peito do pé.



Variety

Variety

Disponível em sete tamanhos e numerosas versões para responder às necessidades específicas de um largo leque de pacientes.



Instruções de Uso

- Lave as meias de compressão diariamente.
- As meias podem ser lavadas na máquina a uma temperatura máxima de 40° e no programa suave.
- Use apenas detergentes suaves para a lavagem. Não utilize amaciadores.
- Nunca seque as meias ao sol ou nos aquecedores.
- A maior parte dos modelos podem ser secos na máquina de secar. Por favor observe as etiquetas.
- Não limpe a seco, não passe a ferro nem utilize lixívia.

mediven® elegance

CCL 1, 2

As meias de compressão para as mais elevadas exigências

- A mediven® elegance combina a eficácia medicinal com as exigências da moda. Devido à malha transparente dificilmente se distingue das meias de nylon normais. A larga escolha de cores serve todo o tipo de moda e estilo. Versátil como meias até ao Joelho, até à coxa, collants e collants de gravidez.

Características

- Mais fáceis de calçar e descalçar e ainda um mais elevado ajuste a cada paciente devido a novas tecnologias da malha
- Malha ainda mais suave e de aspecto fino
- Melhoramento da característica Clima-Comfort para pernas mais leves e menor transpiração
- Soft Elastic: aumenta o uso confortável com uma grande sensação de liberdade para os dedos dos pés e menor pressão na área do peito do pé
- Novo fio mais resistente no gancho do collant graças à nova técnica da malha
- Fio extra durável no calcanhar reforçado que não sentirá e que se estende pela sola do pé. Para os dias activos do quotidiano.
- Tabela de medidas: veja por favor na pág. 85

mediven elegance - com biqueira							
Ref / Modelo	185/186 - AD	187 - AG	188 - AG curta	189 - AG c/BF	190 - AG curta c/BF	191 - 192 AM	193 - 194 - AMU
Classe 1							
Ref / Modelo	285/286 - AD	287 - AG	288 - AG curta	289 - AG c/BF	290 - AG curta c/BF	291 - 292 - AM	293 - 294 - AMU
Classe 2							

Cores:

Cor disponível em stock :



Outras cores standard disponíveis por encomenda :



- Cores de colecção disponíveis por encomenda e variáveis de estação para estação.





Clima Comfort



Clima Fresh



Perfect Fit



Soft Elastic



Variety



mediven elegance - com biqueira

REF ^a /	Modelo	Classe	Tamanhos	Par/Un
185/186	AD - Até ao Joelho Alt. Normal / Curta	Cl.1	I II III IV V VI VII	Par
187	AG - Coxa Sem banda fixação	Cl.1	I II III IV V VI VII	Par
188	AG - Coxa alt. curta Sem banda fixação	Cl.1	I II III IV V VI VII	Par
189	AG - Coxa com banda fixação	Cl.1	I II III IV V VI VII	Par
190	AG - Coxa alt. curta com banda fixação	Cl.1	I II III IV V VI VII	Par
191/192	AM - Collant Alt. Normal / Curta	Cl.1	I II III IV V VI VII	Un
193/194	AMU - Collant Gravidez Alt. Normal / Curta	Cl.1	I II III IV V VI VII	Un
285/286	AD - Até ao Joelho Alt. Normal / Curta	Cl.2	I II III IV V VI VII	Par
287	AG - Coxa Sem banda fixação	Cl.2	I II III IV V VI VII	Par
288	AG - Coxa alt. curta Sem banda fixação	Cl.2	I II III IV V VI VII	Par
289	AG - Coxa com banda fixação	Cl.2	I II III IV V VI VII	Par
290	AG - Coxa alt. curta com banda fixação	Cl.2	I II III IV V VI VII	Par
291/292	AM - Collant Alt. Normal / Curta	Cl.2	I II III IV V VI VII	Un
293/294	AMU - Collant Gravidez Alt. Normal / Curta	Cl.2	I II III IV V VI VII	Un

- Aplicação Cristais Swarovski por encomenda em qualquer modelo.
- Biqueira Aberta disponível por encomenda.
- Bandas de Fixação Larga ou Simples disponíveis por encomenda.
- Biqueira Soft Toe disponível por encomenda.
- Fabrico por Medida disponível por encomenda. Por favor consulte a medi - **TI: 21 843 71 60**
- “Modelos Especiais” disponíveis por encomenda. Por favor consulte a medi - **TI: 21 843 71 60**

mediven[®] Plus

CCL 1, 2, 3

As meias de compressão experimentadas e testadas para ele e para ela

• A malha circular das meias de compressão são utilizadas para o tratamento de doenças venosas, de moderadas a severas, veias varicosas e trombozes.

A malha opaca disfarça as varizes e pequenas varizes superficiais. São duráveis e no entanto muito suaves para a pele. Recomendadas para coxas largas com pele sensível.

Características

- Sistema Climafresh patenteado e acção anti-bacteriana para pés mais frescos
- Clima-Comfort para maior respiração da pele e uma verdadeira compensação da temperatura
- A elevada qualidade do fio duplo inovador permite um fácil calçar e descalçar
- Novo: A banda de fixação multifuncional opcional, particularmente amiga da pele
- Tabela de medidas: veja por favor na pág. 85

mediven plus - sem biqueira							
Ref / Modelo	101/102 AD	107 AG	105 AG curta	108 AG c/ BF	106 AG curta c/ BF	117/118* AGT dta	119/120* AGT esq
Classe 1	109/110 - AM	113*/114* - AMU	115/116* - AM/H				
Ref / Modelo	201/202 AD	206 AG	205 AG curta	200 AG c/ BF	199 AG curta c/ BF	207/208 AGT dta	209/210 AGT esq
Classe 2	211/212 - AM	213*/214* - AMU	215/216* - AM/H				

Cores:

Cor disponível em stock :



Outras cores standard disponíveis por encomenda :



- Cores de colecção disponíveis por encomenda e variáveis de estação para estação.



Clima Comfort



Clima Fresh



Perfect Fit



Variety



mediven plus - sem biqueira

REF ^a	Modelo	Classe	Tamanhos	Par/Un
101/102	AD - Até ao Joelho Alt. Normal / Curta	Cl.1	I II III IV V VI VII	Par
107	AG - Coxa Sem banda fixação	Cl.1	I II III IV V VI VII	Par
105	AG - Coxa alt. curta Sem banda fixação	Cl.1	I II III IV V VI VII	Par
108	AG - Coxa com banda fixação	Cl.1	I II III IV V VI VII	Par
106	AG - Coxa alt. curta com banda fixação	Cl.1	I II III IV V VI VII	Par
117/118*	AGT - Meia c/ cinto DRT Alt. Normal / Curta	Cl.1	I II III IV V VI VII	Un
119/120*	AGT - Meia c/ cinto ESQ Alt. Normal / Curta	Cl.1	I II III IV V VI VII	Un
109/110	AM - Collant Alt. Normal / Curta	Cl.1	I II III IV V VI VII	Un
113*/114*	AMU - Collant gravidez Alt. Normal / Curta	Cl.1	I II III IV V VI VII	Un
115/116*	AM/H - Collant homem Alt. Normal / Curta	Cl.1	I II III IV V VI VII	Un
201/202	AD - Até ao Joelho Alt. Normal / Curta	Cl.2	I II III IV V VI VII	Par
206	AG - Coxa Sem banda fixação	Cl.2	I II III IV V VI VII	Par
205	AG - Coxa alt. curta Sem banda fixação	Cl.2	I II III IV V VI VII	Par
200	AG - Coxa Com banda fixação	Cl.2	I II III IV V VI VII	Par
199	AG - Coxa alt. curta Com banda fixação	Cl.2	I II III IV V VI VII	Par
207/208	AGT - Meia c/ cinto DRT Alt. Normal / Curta	Cl.2	I II III IV V VI VII	Un
209/210	AGT - Meia c/ cinto ESQ Alt. Normal / Curta	Cl.2	I II III IV V VI VII	Un
211/212	AM - Collant Alt. Normal / Curta	Cl.2	I II III IV V VI VII	Un
213*/214*	AMU - Collant gravidez Alt. Normal / Curta	Cl.2	I II III IV V VI VII	Un
215/216*	AM/H - Collant homem Alt. Normal / Curta	Cl.2	I II III IV V VI VII	Un











*Artigos disponíveis por encomenda

- Biqueira Fechada disponível por encomenda em todos os modelos.
- Bandas de Fixação Larga ou Multifuncional nos modelos AG disponíveis por encomenda.
- Modelo AD Extra disponível por encomenda - "PERNAS EM BOLA".
- Fabrico por Medida disponível por encomenda. Por favor consulte a medi - **TI: 21 843 71 60**
- "Modelos Especiais" disponíveis por encomenda. Por favor consulte a medi - **TI: 21 843 71 60**

mediven[®] Plus

CCL 1, 2, 3

As meias de compressão experimentadas e testadas para ele e para ela

mediven plus - sem biqueira							
Ref/ Modelo	401/402 AD	404 AG	403 AG curta	400* AG c/BF	399* AG curta c/BF	405/407* AGT dta	406/408* AGT esq
							
Classe 3	409*/410* - AM	413*/414* - AMU	415*/416* - AM/H				
							

Cores:

Cor disponível em stock :



Bege

Outras cores standard disponíveis por encomenda :



Preto

Caramelo

- Cores de colecção disponíveis por encomenda e variáveis de estação para estação.





Clima Comfort



Clima Fresh



Perfect Fit



Variety



mediven plus - sem biqueira

REF ^a	Modelo	Classe	Tamanhos	Par/Un
401/402	AD - Até ao Joelho Alt. Normal / Curta	Cl.3	I II III IV V VI VII	Par
404	AG - Coxa Sem banda fixação	Cl.3	I II III IV V VI VII	Par
403	AG - Coxa alt. curta Sem banda fixação	Cl.3	I II III IV V VI VII	Par
400*	AG - Coxa com banda fixação	Cl.3	I II III IV V VI VII	Par
399*	AG - Coxa alt. curta com banda fixação	Cl.3	I II III IV V VI VII	Par
405/407*	AGT - Meia c/ cinto DRT Alt. Normal / Curta	Cl.3	I II III IV V VI VII	Un
406/408*	AGT - Meia c/ cinto ESQ Alt. Normal / Curta	Cl.3	I II III IV V VI VII	Un
409*/410*	AM - Collant Alt. Normal / Curta	Cl.3	I II III IV V VI VII	Un
413*/414*	AMU - Collant gravidez Alt. Normal / Curta	Cl.3	I II III IV V VI VII	Un
415*/416*	AM/H - Collant homem Alt. Normal / Curta	Cl.3	I II III IV V VI VII	Un

*Artigos disponíveis por encomenda

- Biqueira Fechada disponível por encomenda em todos os modelos.
- Bandas de Fixação Larga ou Multifuncional disponível por encomenda.
- Modelo AD Extra disponível, no modelo altura normal por encomenda - "PERNAS EM BOLA".
- Fabrico por Medida disponível por encomenda. Por favor consulte a medi - **TI: 21 843 71 60**
- "Modelos Especiais" disponíveis por encomenda . Por favor consulte a medi - **TI: 21 843 71 60**

mediven® Comfort

CCL 1, 2

A nova classe de conforto

- mediven® comfort oferece um raro equilíbrio entre suavidade e eficácia. Garante um conforto máximo e é particularmente fácil de calçar e descalçar – sem o sacrifício da eficácia medicinal.
Materiais inovadores e a mais recente tecnologia asseguram o bem-estar.

Características

- Calcanhar reforçado
- Disponível em cinco tamanhos (II-VI)
- Elevada elasticidade numa malha opaca
- Cós confortável para meias até ao joelho e collants
- "Soft Toe" disponível como pedido especial, nos tamanhos standard e nos fabricos por medida

Tabela de medidas: veja por favor na pág. 85

mediven comfort - sem biqueira

Ref / Modelo	140/142 - AD	169 - AG c/ BF simples	159 - AG curta c/ BF simples	Z161* - AG c/ BF multif.	Z151* - AG curta c/ BF multif	Z110 - AM	Z117 - AM curto
Classe 1							
Ref / Modelo	240/242 - AD	269 - AG c/ BF simples	259 - AG curta c/ BF simples	Z261* - AG c/ BF multif.	Z251* - AG curta c/ BF multif	Z210 - AM	Z217 - AM curto
Classe 2							

Cores:

Cor disponível em stock :



Caramelo

Outras cores standard disponíveis por encomenda :



Preto

Areia

Cores de colecção disponíveis por encomenda e variáveis de estação para estação.





Clima Comfort



Clima Fresh



Perfect Fit



Variety



mediven comfort - sem biqueira

REF ^a	Modelo	Classe	Tamwanhos	Par/Un
140/142	AD - Até ao Joelho Alt. Normal / Curta	Cl.1	II III IV V VI	Par
169	AG - Coxa Com banda fixação simples	Cl.1	II III IV V VI	Par
159	AG - Coxa alt. curta Com banda fixação simples	Cl.1	II III IV V VI	Par
Z161*	AG - Coxa Com banda fixação multifunções	Cl.1	II III IV V VI	Par
Z151*	AG - Coxa alt. curta Com banda fixação multifunções	Cl.1	II III IV V VI	Par
Z110	AM - Collant Alt. Normal	Cl.1	I II III IV V VI	Un
Z117	AM - Collant Alt. Curta	Cl.1	I II III IV V VI	Un
240/242	AD - Até ao joelho Alt. Normal / Curta	Cl.2	II III IV V VI	Par
269	AG - Coxa Com banda fixação simples	Cl.2	II III IV V VI	Par
259	AG - Coxa alt. curta Com banda fixação simples	Cl.2	II III IV V VI	Par
Z261*	AG - Coxa Com banda fixação multifunções	Cl.2	II III IV V VI	Par
Z251*	AG - Coxa alt. Curta Com banda fixação multifunções	Cl.2	II III IV V VI	Par
Z210	AM - Collant Alt. normal	Cl.2	I II III IV V VI	Un
Z217	AM - Collant Alt. curta	Cl.2	I II III IV V VI	Un

- Biqueira Fechada disponível por encomenda em todos os modelos, sem acréscimo de preço.
- Biqueira "Soft Toe" disponível por encomenda.

mediven® Active

CCL 1, 2

Desportiva e atractiva malha canelada

• mediven® active é a meia até ao joelho atlética, nas classes de compressão 1 e 2, adequada para distúrbios venosos, de baixas a moderadas, e para pernas pesadas, cansadas e inchadas. Adicionado ao seu efeito medicinal é o seu aspecto canelado tornando-as iguais ao visual das peúgas de homem.

Material agradável para a pele e muito durável.

Cós muito suave evitando constricções.

Características

- Malha de aspecto canelado atractivas para ele e para ela
- Cós suave
- Disponível em cinco tamanhos (II-VI)
- Tabela de medidas: veja por favor na pág. 85

mediven active - com biqueira

Ref /
Modelo

342* - AD

343* - AD curta

340 - AD

341* - AD curta

Classe 1



Classe 2



mediven active - com biqueira

REF ^a	/ Modelo	Classe	Tamanhos	Par/Un
342*	AD - Até ao Joelho Alt. Normal	Cl.1	II III IV V VI	Par
343*	AD - Até ao Joelho Alt. Curta	Cl.1	II III IV V VI	Par
340	AD - Até ao Joelho Alt. Normal	Cl.2	II III IV V VI	Par
341*	AD - Até ao Joelho Alt. Curta	Cl.2	II III IV V VI	Par

*Artigos disponíveis por encomenda



Clima Comfort



Clima Fresh



Perfect Fit



Variety



Cores:



Cores disponíveis em stock:



Outras cores standard disponíveis por encomenda:



Collants económicos

collants - com biqueira										
Ref / Modelo	130/132 - AM	230/232 - AM								
Classe 1		Classe 2								
REF ^a / Modelo	Modelo	Classe	Tamanhos				Par/Un			
130/132	AM - Collant Alt. normal / curta	Cl.1	I	II	III	IV	V	VI	VII	Un
230/232	AM - Collant Alt. normal / curta	Cl.2	I	II	III	IV	V	VI	VII	Un







• Tabela de medidas: veja por favor na pág. 85

Cores: Cor disponível em stock :



Duomed[®]

A solução económica para problemas venosos

Duomed - sem biqueira								
Ref / Modelo	D110 [*] /D117 [*] -AM	D 301 - AD	D 302 - AD curta	D 304 - AG	D 303 - AG curta	D 210 [*] /217 [*] -AM		
								
REF ^a / Modelo	Modelo	Classe	Tamanhos				Par/Un	
D110 [*] /D117 [*]	AM - Collant Alt. normal / curta	Cl.1	S	M	L	XL	XXL	Un
D301	AD - Até ao joelho Alt. normal	Cl.2	S	M	L	XL	XXL	Par
D302	AD - Até ao joelho Alt. curta	Cl.2	S	M	L	XL	XXL	Par
D304	AG - Coxa Sem banda fixação	Cl.2	S	M	L	XL	XXL	Par
D303	AG - Coxa alt. curta Sem banda fixação	Cl.2	S	M	L	XL	XXL	Par
D210 [*] /D217 [*]	AM - Collant Alt. normal / curta	Cl.2	S	M	L	XL	XXL	Un

• Tabela de medidas: veja por favor na pág. 85

*Artigos disponíveis por encomenda

Cores:

Cor disponível em stock :



mediven® Forte

CCL 2, 3

O parceiro forte na terapia de compressão

- Máxima estabilidade de compressão durante todo o dia. Elevado efeito de “pressão de trabalho” para uma acção profunda e extrema durabilidade.
- Terapia segura para sérias indicações graças à mediven forte

• Características

- Malha circular bidireccional muito elástica e não deslizante
- Fio muito forte para veias varicosas de pronunciadas a severas, desordens de funções venosas sérias, após cicatrização de úlceras varicosas

Tabela de medidas: veja por favor na pág. 85

mediven forte - sem biqueira								
Ref / Modelo	320/321* - AD	323* - AG	322* - AG curta	323-1* - AG c/BF	322-1* - AG curta c/ BF	325* - AGT dto	326* - AGT esq	AM*
Classe 2								
Ref / Modelo	330/332 - AD	333* - AG	334* - AG curta	333-1* - AG c/ BF	334-1* - AG curta c/ BF	335* - AGT dto	336* - AGT esq	AM*
Classe 3								

Cores:

Cor disponível em stock :



*Artigos disponíveis por encomenda





Clima Fresh



Perfect Fit



Variety

**mediven forte - sem biqueira**

REF ^a	Modelo	Classe	Tamanhos	Par/Un
320/321 [*]	AD - Até ao Joelho Alt. Normal / Curta	Cl.2	I II III IV V VI VII	Par
323 [*]	AG - Coxa Sem banda fixação	Cl.2	I II III IV V VI VII	Par
322 [*]	AG - Coxa alt. curta Sem banda fixação	Cl.2	I II III IV V VI VII	Par
323-1 [*]	AG - Coxa Com banda fixação	Cl.2	I II III IV V VI VII	Par
322-1 [*]	AG - Coxa alt. curta Com banda fixação	Cl.2	I II III IV V VI VII	Par
325 [*]	AGT - Meia Com cinto DRT	Cl.2	I II III IV V VI VII	Un
326 [*]	AGT - Meia Com cinto ESQ	Cl.2	I II III IV V VI VII	Un
AM [*]	Collant Alt. Normal / curta	Cl.2	I II III IV V VI VII	Un
AMU - FPM	Collant gravidez Fabrico por medida	Cl.2		Un
AM/H - FPM	Collant homem Fabrico por medida	Cl.2		Un
330/332	AD - Até ao Joelho Alt. normal/curta	Cl.3	I II III IV V VI VII	Par
333 [*]	AG - Coxa Sem banda fixação	Cl.3	I II III IV V VI VII	Par
334 [*]	AG - Coxa Alt. curta Sem banda fixação	Cl.3	I II III IV V VI VII	Par
333-1 [*]	AG - Coxa Com banda fixação	Cl.3	I II III IV V VI VII	Par
334-1 [*]	AG - Coxa alt. curta Com banda de fixação	Cl.3	I II III IV V VI VII	Par
335 [*]	AGT - Meia Com cinto DRT	Cl.3	I II III IV V VI VII	Un
336 [*]	AGT - Meia Com cinto ESQ	Cl.3	I II III IV V VI VII	Un
AM [*]	AM - Collant Alt. normal/curta	Cl.3	I II III IV V VI VII	Un
AMU - FPM	Collant gravidez Fabrico por medida	Cl.3		Un
AM/H-FPM	Collant homem Fabrico por medida	Cl.3		Un

*Artigos disponíveis por encomenda

- Biqueira Fechada disponível por encomenda em todos os modelos.
- Fabrico por Medida disponível por encomenda, também em preto. Por favor consulte a medi - TI: 21 843 71 60
- “Modelos Especiais” disponíveis por encomenda. Por favor consulte a medi - TI: 21 843 71 60

mediven[®] Ulcer Kit

O melhor tratamento para úlceras venosas de pernas

- A prata é um elemento tradicional nos cuidados/tratamentos de feridas, mesmo quando usada em baixas concentrações, pode contrariar uma larga variedade de bactérias por um largo período de tempo.
- A característica especial da mediven ulcer é o elemento prata integrado permanentemente dentro do material do fio elástico. Previne o aparecimento de odores e o desenvolvimento de micro organismos resistentes. Assim, o mediven ulcer tem um efeito anti-micótico e anti-bacteriano a longo prazo, sobre micro-organismos resistentes.
- O mediven ulcer kit é composto por dois tipos de meias de compressão:
 - 1 meia interior, mediven ulcer - pressão de 20mmHg ao nível do tornozelo, concebida para o tratamento de longa duração. A compressão moderada é muito bem tolerada pelo doente, facilitando a continuidade do tratamento, também à noite ou em repouso.
 - 1 meia exterior, mediven ulcer plus, para usar sobre a anterior, também com 20mmHg ao nível do tornozelo que suporta e reforça a compressão durante o dia e quando em actividade.
- Estes dois componentes asseguram a compressão requerida de 40mmHg e fornecem uma elevada pressão de trabalho necessária durante a fase aguda do tratamento da úlcera.
- A embalagem comercial do mediven ulcer kit contém 2 meias interiores iguais, permitindo que, quando necessário, possa substituí-la para lavagem.



Benefícios do produto

Produto único com propriedades únicas, que vai de encontro com as mais elevadas necessidades dos médicos e pacientes para uma assistência fiável e segura.



Abertura de inspecção

A abertura de inspecção debaixo do pé da mediven ulcer está destinada à segurança do paciente. A circulação sanguínea pode ser observada em qualquer altura e a higiene inter-digital pode ser efectuada.



Terminação suave do cós

A terminação suave do cós permite uma fixação segura, sem constringir.



Peito do pé / calcanhar

A cor tricotada na zona do peito do pé / calcanhar permite um correcto posicionamento no calcanhar, e juntamente com o código de cor do tamanho, permite uma rápida e fiável determinação do tamanho da meia. Ao mesmo tempo, a área moldada do calcanhar permite uma redução óptima da pressão.

mediven Ulcer Kit

Ref/
Modelo

381 - AD

382 - AD curta

388* - Recarga



mediven Ulcer Kit

REF ^a	/	Modelo	Classe	Tamanhos	Par/Un
381		AD - Até ao Joelho Alt. Normal	Cl. 1+1	I II III IV V VI VII	Emb
382		AD - Até ao Joelho Alt. curta	Cl. 1+1	I II III IV V VI VII	Emb
388*		Recarga	Cl.1	I II III IV V VI VII	Par

• Kit Ulcer: Embalagem 2 meias mv Ulcer + 1 meia mv Ulcer Plus

*Recarga: 2 meias mediven Ulcer

* Artigos disponíveis por encomenda

mediven ulcer kit

Tam.	Medidas (em cm)			Código de Cor
	Tornozelo cB	Barriga da perna cC	Abaixo joelho cD	Calcanhar
I	18-20	28-34	27-33	rosa
II	20-22	30-37	29-36	azul
III	22-24	33-40	32-39	amarelo
IV	24-26	35-43	34-42	vermelho
V	26-28	37-46	36-45	cinza
VI	28-30	39-49	38-48	verde
VII	30-32	41-51	40-50	castanho

Post-op Pad

O conceito inovador e patenteado de terapia para compressão pós cirurgia de varizes

- **A mediven® post-op Pad é uma almofada de 2 camadas, formada por 2 componentes:**

- Por dentro, é composta por um núcleo cilíndrico de espuma rígida.
- Por fora, é composta por uma camada de espuma mole que se adapta perfeitamente a qualquer perna.

- **Vantagens do produto:**

- Menos hematomas
- Redução das dores pós-operatórias
- Sucesso da terapia
- Perfeita adesão e conforto na utilização para os pacientes

- **Indicações**

mediven post-op Pad pode ser usado após as seguintes intervenções cirúrgicas:

- terapia endovenosa por laser
- terapia esclerosante
- stripping venoso
- terapia por radiofrequência

- **Indicações especiais:**

- Por motivos de higiene, bem como devido ao perigo de infecção, o mediven post-op Pad só pode ser usado por um paciente e por uma só vez.
- Não pode ser esterilizado





- No lado exterior, a almofada apresenta ligeiros pontos de corte visíveis, distanciados 2,5 cm entre si. Com a ajuda destes entalhes, a almofada pode ser adaptada individualmente ao comprimento da coxa do paciente

• **Do que precisa:**

- do mediven post-op Pad
- em opção:
 - uma meia protectora Struva Fix*
 - uma meia de compressão mediven (Struva 23 ou Struva 35)

*Veja por favor na pág. 75



Post-op Pad			
REF ^a	/ Modelo	Tamanhos	Par/Un
5400009	Post-Op PAD	Único	Un





Linfologia



Linfofologia

Simplesmente, sinta-se bem!

Está estimado que cerca de 15 milhões de pessoas, a nível global, sofrem de desordens do sistema linfático. Muito pouco é ensinado nas universidades sobre as doenças do sistema linfático, mesmo nos dias de hoje. Assim, os médicos estão menos familiarizados com os problemas associados aos linfedemas. Os pacientes afectados geralmente recebem muito pouca informação para uma real ajuda no seu quotidiano. Outra forma de edema é o lipoedema. Este é um distúrbio de acumulação de gordura. As células gordas acumulam-se na anca, coxas e zona das pernas. Os braços também são frequentemente afectados e, no decorrer da doença, formas combinadas da doença podem desenvolver-se, tais como flebolipoedema e lipolinfedema.

Todos estes diferentes quadros clínicos requerem o uso de vestes de compressão individualizadas, adaptadas às necessidades de cada paciente.

As vestes de compressão elástica mediven para linfedemas obedecem ao máximo de adaptação e conforto, enquanto, ao mesmo tempo, oferecem eficácia medicinal. Os produtos mediven são líderes de mercado – o maior critério de qualidade na selecção de materiais, compressão básica e graduada, elasticidade bidireccional têm como resultado a lealdade dos pacientes, maior confiança e óptimos resultados nos tratamentos.

A especializada.




mediven® 550 meias até ao joelho, tamanhos standard, em malha plana.

Características


- Malha durável e amiga da pele
- Acabamentos elásticos
- Disponível em 11 tamanhos
- Disponível com pé sem biqueira



mediven 550	
Ref / Modelo	AD
Classe 2	

mediven 550 - meias com costura e pé sem biqueira			
REF^a	/ Modelo	Classe	Par/Un
550	AD - Até ao Joelho Alt. Normal	Cl.2	Par

Cor disponível



Circunferência em cm											
Tamanho Standard	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV
cD	29-33	30-34	31-35	32-36	33-37	34-38	35-39	36-40	37-41	38-42	39-43
cC	30-34	31-35	32-36	33-37	34-38	35-39	36-40	37-41	38-42	39-43	40-44
cB ₁	24-26	25-27	26-28	27-29	28-30	29-32	29-33	30-34	31-35	32-36	33-37
cB	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	24-25	25-26	26-27	27-28	28-29	29-30
cY	27-29	28-30	29-32	29-33	30-34	31-35	32-36	33-37	34-38	35-39	36-40
cA	18-20	19-21	20-22	21-23	22-24	23-25	24-26	25-27	26-28	27-29	28-30

A meia confortável que se veste bem



mediven® mondì, meias em malha plana, tamanhos standard.

Características

- Malha suave para a pele
- Fáceis de vestir e não deslizam
- Disponível em 7 tamanhos e 2 alturas
- Disponível com pé sem biqueira
- Banda de fixação especial “perfilada”




mediven mondì

Ref / Modelo	AD - Alt normal	AD - Alt curta	AG - Alt normal c/BF	AG - Alt curta c/BF
Classe 2				

mediven mondì - meias com costura e pé sem biqueira

REF ^a	Modelo	Classe	Tamanhos	Par/Un
M550	AD - Até ao Joelho Alt. Normal	Cl. 2	I II III IV V VI VII	Par
M552	AD - Até ao Joelho Alt. Curta	Cl. 2	I II III IV V VI VII	Par
M554	AG - c/ Banda Fixação Até à coxa - Alt. Normal	Cl. 2	I II III IV V VI VII	Par
M 553	AG - c/ Banda Fixação Até à coxa - Alt. curta	Cl. 2	I II III IV V VI VII	Par

Cor disponível



Circunferência em cm

Tamanho Standard	I	II	III	IV	V	VI	VII
cG	44-53	46-57	50-61	53-65	56-70	60-74	64-80
cF	40-47	42-51	45-55	48-58	51-62	54-67	58-72
cE	30-37	33-40	36-42	38-44	40-46	42-48	44-50
cD	28-33	30-35	32-37	34-39	36-41	38-43	40-45
cC	29-34	31-36	33-38	35-40	37-42	39-44	41-46
cB ₁	24-26	26-28	28-31	30-33	32-35	34-37	36-39
cB	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	30-32
cY	28-30	29-32	21-34	33-36	34-38	36-40	31-41
cA	18-21	20-23	22-25	24-27	26-29	28-31	30-33

* Disponível por encomenda

mediven® mangas e luvas






CCL 1, 2


Experimentadas, testadas, confortáveis

Uma boa compressão começa com a experiência. As mangas mediven® de malha circular foram já experimentadas e testadas durante muitos anos e oferecem ao paciente um conforto perfeito. A malha de respiração activa mantém a pele seca e a malha de estrutura fina exerce um efeito de massagem suave.

Características

- Malha aberta minimiza a transpiração, aumenta a circulação do ar e permite a transferência natural do calor para o exterior
- Efeito de massagem – a estrutura fina estimula os tecidos
- Elasticidade natural confortável
- Sem costura
- Cobertura do ombro opcional, com aperto no soutien ou cinto
- Dois tipos de luvas, com e sem dedos

mediven - mangas e luvas									
Ref / Modelo	720*	710*/711*	730*/731*	738/739	740/741				
Classe 1									
Ref / Modelo	722	723	712/713*	732/733*	742/743	744/745			
Classe 2									
REF ^a / Modelo	Classe	Tamanhos	Par/Un						
720*	Luva - s/ dedos	Cl. 1	II	III	IV	V	VI	VII	Un
722	Luva - s/ dedos	Cl. 2	II	III	IV	V	VI	VII	Un
723	Luva - c/ dedos abertos	Cl. 2	II	III	IV	V	VI	VII	Un
710*/711*	Manga simples normal/longa	Cl. 1	II	III	IV	V	VI	VII	Un
712/713*	Manga simples normal/longa	Cl. 2	II	III	IV	V	VI	VII	Un
730*/731*	Manga combinada normal/longa	Cl. 1	II	III	IV	V	VI	VII	Un
732/733*	Manga combinada normal/longa	Cl. 2	II	III	IV	V	VI	VII	Un
738/739	Manga c/ ombro+cinto normal/longa	Cl. 1	II	III	IV	V	VI	VII	Un
740/741	Manga combinada c/ombro+cinto normal/longa	Cl. 1	II	III	IV	V	VI	VII	Un
742/743	Manga c/ ombro+cinto normal/longa	Cl. 2	II	III	IV	V	VI	VII	Un
744/745	Manga combinada c/ombro+cinto normal/longa	Cl. 2	II	III	IV	V	VI	VII	Un



Cor disponível

Caramelo

Tamanhos standard

Tamanhos	II	III	IV	V	VI	VII
cA	16–19	18–21	20–23	22–25	24–27	26–29
cC	13–15	15–17	17–19	19–21	21–23	23–25
cE	20–26	23–29	26–32	29–35	32–38	35–41
cG	22–29	25–32	29–36	33–40	37–44	41–48

Comprimento CG: standard 40–44 cm, longa 44–48 cm

mediven® 95* mangas e luvas

CCL 1, 2

Sempre em evolução

- Um bom conhecimento encoraja novos estudos e desenvolvimentos. Desde que as mangas e luvas mediven® 95 foram lançadas no mercado, têm vindo continuamente a ser melhoradas beneficiando das novas descobertas na área da linfologia.


Características

- Malha suave que permite uma respiração activa para uma pele saudável
- Fáceis de vestir e de uso confortável
- Luva com secção compressiva longa
- Luva com acabamento compressivo

mediven 95					
Ref / Modelo	760	714/715	746/747	752/753	754/755
Classe 1					
Ref / Modelo	761	716/717	750/751	756/757	758/759
Classe 2					

REF ^a / Modelo	Classe	Tamanhos	Par/Un
714/715 Manga mv 95 simples normal/longa	Cl. 1	II III IV V VI VII	Un
716/717 Manga mv 95 simples normal/longa	Cl. 2	II III IV V VI VII	Un
746/747 Manga mv 95 c/ banda fixação normal/longa	Cl. 1	II III IV V VI VII	Un
750/751 Manga mv 95 c/ banda fixação normal/longa	Cl. 2	II III IV V VI VII	Un
752/753 Manga c/ luva mv95 simples normal/longa	Cl. 1	II III IV V VI VII	Un
754/755 Manga c/ luva mv95 c/ banda fixação normal/ longa	Cl. 1	II III IV V VI VII	Un
756/757 Manga c/ luva mv95 simples normal/longa	Cl. 2	II III IV V VI VII	Un
758/759 Manga c/ luva mv95 c/ banda fixação normal/ longa	Cl. 2	II III IV V VI VII	Un
760 Luva c/ dedos mv95	Cl. 1	II III IV V VI VII	Un
761 Luva c/ dedos mv95	Cl. 2	II III IV V VI VII	Un

* Disponível por encomenda



Tamanhos standard

Tamanho	II	III	IV	V	VI	VII
cA	16–19	18–21	20–23	22–25	24–27	26–29
cC	13–15	15–17	17–19	19–21	21–23	23–25
cE	20–26	23–29	26–32	29–35	32–38	35–41
cG	22–29	25–32	29–36	33–40	37–44	41–48

comprimento cG: standard 40–44 cm, longa 44–48 cm

Mão / perímetros

Tam.	II	III	IV	V	VI	VII
a	16.0–19.0	18.0–21.0	20.0–23.0	22.0–25.0	24.0–27.0	26.0–29.0
b	16.5–20.0	18.5–22.0	20.5–24.0	22.5–26.0	24.5–28.0	26.5–30.0
c	13.0–15.0	15.0–17.0	17.0–19.0	19.0–21.0	21.0–23.0	23.0–25.0
c ₁	14.0–16.5	16.0–18.5	18.0–20.5	20.0–22.5	22.0–24.5	24.0–26.5

Dedos / perímetros

Tamanhos		II	III	IV	V	VI	VII
Polegar	topo	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5	10.5
	base	6.5	7.5	8.5	9.5	10.5	11.5
Indicador	topo	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5
	base	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5	10.5
Médio	topo	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5
	base	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5	10.5
Anelar	topo	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0
	base	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0
Mínimo	topo	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5
	base	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5



Cor disponível

Alturas/mão (cm), todos os tamanhos

AB	3,5–4,5
AC	10–12
AC1	15–16

Alturas/dedos (cm) todos os tamanhos

polegar	3,5–4,5
indicador	4,5–5,5
médio	5,5–6,5
anelar	4,5–5,5
mínimo	3,5–4,5

mediven® esprit* mangas e luvas

CCL 1, 2

Um novo conceito para o linfedema

- mediven® esprit foram desenvolvidas como mangas de contenção a juntar à gama anteriormente disponível das mangas standard mediven e mediven 95, especialmente como uma veste de convalescência


Características

- Elevada pressão de trabalho que melhora a contenção do linfedema
- Suave e confortável malha respirável para melhores resultados
- 5 tamanhos e 2 alturas para mais variedade
- Banda de silicone para o posicionamento correcto da manga

mediven esprit - mangas e luvas standard

Ref / Modelo	C-G - manga	C-G - manga c/BF	C-G - mangalonga	C-G - manga longa c/BF	A-G - manga c/BF e luva sem dedos	A-G - manga longa c/BF e luva sem dedos	A-C1 - luva c/dedos
Classe 2							
REF ^a / Modelo	Classe	Tamanhos	Par/Un				
C-G Manga c/ banda fixação	Cl. 2	I II III IV V	Un				
C-G Manga Longa c/ banda fixação	Cl. 2	I II III IV V	Un				
C-G Manga sem banda fixação	Cl. 2	I II III IV V	Un				
C-G Manga Longa sem banda fixação	Cl. 2	I II III IV V	Un				
A-G Manga com banda de fixação e luva s/ dedos	Cl. 2	I II III IV V	Un				
A-G Manga Longa c/ banda de fixação e luva s/ dedos	Cl. 2	I II III IV V	Un				
A-C1 Luva c/dedos	Cl. 2	I II III IV V	Un				

* Disponível por encomenda



Mão/perímetros (cm)

Sizes	I	II	III	IV	V
a	17.5–18.5	18.5–20.0	20.0–22.0	22.0–24.0	24.0–27.0
b	18.0–19.0	19.0–21.5	21.5–23.5	23.5–25.5	25.5–28.5
c	15.0–17.0	17.0–19.0	19.0–21.0	21.0–23.0	23.0–25.0

Tamanhos standard

Tam.	I	II	III	IV	V
cA	17.0–19.0	18.0–20.0	19.0–22.0	21.0–24.0	23.0–27.0
cC	15.0–17.0	17.0–19.0	19.0–21.0	21.0–23.0	23.0–25.0
cE	25.0–27.5	27.0–29.5	29.0–32.0	31.0–34.0	33.0–37.0
cG	28.0–32.0	30.0–34.0	32.0–37.0	35.0–40.0	38.0–44.0

comprimento CG: standard 40–44 cm, longa 44–48 cm



Cor disponível

Alturas/mão (cm), todos os tamanhos

AB	3,5–4,5
AC	10–12
AC1	15–16

Alturas/dedos (cm) todos os tamanhos

polegar	3,5–4,5
indicador	4,5–5,5
médio	5,5–6,5
anelar	4,5–5,5
minímo	3,5–4,5

Conselhos para vestir mangas de compressão

Auxiliares para ajudar a vestir e despir as mangas de compressão

- A manga deve ser vestida gradualmente para que a malha e, conseqüentemente a pressão, fique bem distribuída.
- Depois de vestir a manga certifique-se de que:
 - ... Não existem rugas nem vincos que actuam como bandas elásticas e não permitem o fluxo livre do sangue.
 - ... A manga não está excessivamente apertada. Deve ter uma sensação de firmeza e suporte, mas não deve sentir dores nem ficar com os dedos roxos.
 - ... A manga não deve ficar larga ou folgada, especialmente perto da mão, porque deste modo não fará qualquer efeito. Se a manga ficar folgada apenas na zona perto da mão, poderá inserir uma pequena almofada entre a manga e as costas da mão. Deverá ser de espuma de borracha, porque as almofadas de algodão não funcionam. Também poderá usar uma luva sem dedos por baixo da sua manga com luva.
- O topo (cós) da manga nunca poderá enrolar porque irá actuar como uma banda elástica e causar garrote, não permitindo o fluxo livre do sangue. Se a manga ficar demasiado longa tente ajustar a malha ao longo do braço de forma que fique bem distribuída por todo o braço e assim ficar com a altura adequada. O uso de pó de talco facilita muito o vestir da manga, principalmente após a lavagem do braço. Alguns pacientes sentiram desconforto no uso da manga nas primeiras 24 horas, mas esta sensação é transitória. É muito importante a boa higiene da pele. As mangas e luvas de compressão devem ser retiradas durante a noite, a não ser que o seu médico aconselhe o contrário.
- Os pacientes devem avisar o seu médico ou terapeuta, se durante o uso da manga sentirem:
 - Dor
 - Dedos inchados
 - Entorpecimento do braço ou parte do braço
 - Alteração da cor da mão ou dedos



Vestir fácil com a sua calçadeira



1. Posicione a calçadeira de forma que a zona aberta do semi-círculo fique voltada para o lado contrário ao seu.

2. Agarre a manga pelo cós e enrole-a à volta do semi-círculo, fazendo-a deslizar usando as duas mãos

3. Deite a calçadeira com a parte saliente voltada para baixo, certificando-se que está enfiada no tampo da mesa. As marcas do cotovelo na malha devem ficar viradas para si.

4. Enquanto coloca a mão dentro da manga segure-a cuidadosamente com a outra mão.

5. Segurando agora a calçadeira firmemente com a outra mão, introduza o braço lentamente.

6. Finalmente verifique que a manga está devidamente ajustada ao seu braço.

REF ^a	/ Modelo	Par/Un
902	Auxiliar para vestir mangas	Un

mediven[®]

Almofadas linfáticas

Várias aplicações

- Auxiliar no tratamento de edemas. A superfície estruturada exerce uma maior pressão nas áreas onde são aplicadas.
- Quando combinadas com meias e mangas de compressão ou ligaduras efectuam uma pequena drenagem linfática, estimulando a micro circulação nos tecidos e promovem o retorno da linfa. Os tecidos fibrosos ficam mais descongestionados e, portanto, os depósitos são removidos mais rapidamente.
- As almofadas linfáticas mediven[®] são fáceis de usar. Podem ser cortadas à medida desejada. A nova rede em poliamida no avesso para uma maior durabilidade e resistência aos rasgos.

Características

- Látex sintético, moldável
- Material amigo da pele, permeáveis ao ar e à água
- Podem ser cortadas à medida desejada
- Não se deformam
- Espessura mínima
- Laváveis até 40° com detergente para roupa delicada
- Dimensões da almofada: 20 x 29,5 cm




fig1. finamente cardada

fig. 2 nervuras

fig. 3 grosseiramente cardada

fig. 4 rede em poliamida







REF ^a	/	Modelo	Par/Un
AL001		AL. Linf. c/nervuras (Emb. 2)	Emb.
AL002		AL. Linf. c/nervuras (Emb. 10)	Emb.
AL011		AL. Linf. finalmente card (Emb. 2)	Emb.
AL012		AL. Linf. finalmente card (Emb. 10)	Emb.
AL022		AL. Linf. gross. cardada (Emb. 2)	Emb.
AL025		AL. Linf. gross. cardada (Emb. 5)	Emb.





Ortopedia

Colares Cervicais

Ref / Modelo	C1	C2	CLL 300
Artigo			
Indicações	- Cervicais e artroses	- Traumatismo nas cervicais - Cervicalgias e artroses	- Nevralgia cervical - Cervicalgias e torcicolos
Características	- Espuma de média densidade. - Forro 100% algodão	- Espuma de média densidade - Forro 100% algodão - Placa de polipropileno	- Material em polipropileno de baixa densidade - Regulável em altura por velcros - Forrado nos rebordos superior e inferior - Espuma de baixa densidade
Cor	Bege / azul	Bege / azul	Branco
Variantes	7cm e 9cm	9cm	
Medidas			

REF ^a /	Modelo	Tamanhos							Par/Un
		XS	S	M	L	XL			
		I	II	III	IV	V	VI	VII	
C1	Colar cervical macio	29-35	36-42	43-49	50-58				Un
C2	Colar cervical semi rígido	29-35	36-42	43-49	50-58				Un
CLL 300	Colar cervical rígido	29-35	34-39	38-44	42-48	47-55			Un



Ref/ Modelo	MCD 100	CLL900
Artigo		
Indicações	<ul style="list-style-type: none"> - Pós-operatório - Deterioração de metástases nas vértebras cervicais - Primeiros socorros 	- Traumatismo agudo nas cervicais
Características	<ul style="list-style-type: none"> - Em plastozote reforçado com Kydex. - Concebido com orifício para traqueotomia 	- Material plastozote e polipropileno de alta densidade nos apoios occipital e mentoniano
Cor	Branco	Bege
Variantes		2 ¹ / ₄ polegadas, 3 ¹ / ₄ polegadas e 4 ¹ / ₄ polegadas
Medidas		

REF ^a /	Modelo	Tamanhos							Par/Un
		XS	S	M	L	XL			
		I	II	III	IV	V	VI	VII	
MCD 100	Colar cervical dorsal "Minerva"		70-85	85-105	105-125				Un
CLL 900	Colar cervical "Philadelphia"		30-35	35-40	40-45				Un

Braço / Ombro

Ref / Modelo	RGB 100	IMB 200	IMB 300
Artigo			
Indicações	<ul style="list-style-type: none"> - Pós-operatório. - Pós colocação de gesso. - Luxações. 	<ul style="list-style-type: none"> - Contusões e distorções do ombro. - Luxações do ombro. - Lesões do músculo rotator. - Fracturas subcapitais estáveis do úmero. - Fracturas da omoplata. 	<ul style="list-style-type: none"> - Contusões e distorções do ombro. - Luxações do ombro. - Lesões do músculo rotator. - Fracturas subcapitais estáveis do úmero. - Fracturas da omoplata.
Características	<ul style="list-style-type: none"> - Tecido em algodão. - Muito prático a colocar e retirar. 	<ul style="list-style-type: none"> - Fixação estável do ombro e do braço. - Estabilização adicional graças à faixa do peito. - Inspeção da ferida sem problemas. - Possibilidade de exercícios limitados na fase posterior da terapia. - Adaptação simples e rápida bem como colocação e remoção fáceis. - Forro interno em turco, suave para a pele 	<ul style="list-style-type: none"> - Fixação estável do ombro e do braço. - Estabilização adicional graças à faixa do peito. - Inspeção da ferida sem problemas. - Possibilidade de exercícios limitados na fase posterior da terapia. - Adaptação simples e rápida bem como colocação e remoção fáceis.
Cor	Azul	Azul	Azul
Variantes			
Medidas			

REF ^a / Modelo	Tamanhos							Par/Un	
	XS	S	M	L	XL				
	I	II	III	IV	V	VI	VII		
RGB 100	Suporte de braço Simples		32	40	46				Un
IMB 200	Suporte de braço com banda torácica				Único				Un
IMB 300	Suporte de braço com banda torácica				Único				Un








P.SIS	OMOMED	SLK 90	IMB 600
			
<ul style="list-style-type: none"> - Deslocação do ombro. - Imobilização da articulação acromioclavicular. - Distensão. - Lesão do músculo rotador. - Imobilização das fracturas do braço. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tratamento pós-operatório ou conservativo de fracturas da cabeça do úmero e da escápula. - Tratamento conservativo de osteoartroses dolorosas/ deslocação crónica e aguda do ombro. - Tratamento pós-operatório após prótese de ligamento de ombro. - Reconstrução das inserções do rotador da coxa e refixação dos tendões dos bíceps. 	<ul style="list-style-type: none"> - Imobilização pós-operatória após estabilização do ombro posterior ou instabilidade multidireccional. - Utilização conservativa após deslocação traumática do ombro posterior com lesão de Bankart reservada. - Imobilização da instabilidade nas duas direcções do ombro anterior e posterior ou após deslocação da cápsula anterior - Utilização conservativa após fracturas da "tuberculum majus" sem deslocação - Transferência do "latissimus dorsi". 	<ul style="list-style-type: none"> - Inflamações agudas ou crónicas - Após decompressão aberta ou artroscópica e acromioplástica. - Reconstrução após ruptura dos músculos rotadores. - Implantes de próteses do ombro. - Ombro congelado após anestesia.
<ul style="list-style-type: none"> - Uso no braço direito e esquerdo. - Adaptação simples e rápida. - Fresco mesmo em clima quente. 	<ul style="list-style-type: none"> - A malha elástica exerce uma compressão local nos tecidos moles superficiais, limitando a rotação e reduzindo a tensão muscular. - Limitação e prevenção de movimentos dolorosos graças ao ajuste, limitação da rotação externa, abdução e anteflexão do ligamento do ombro. - Activa o tonus dos músculos envolventes do ombro, corrige défices posturais com uma melhor centralização da cabeça do úmero diminuindo as dores. 	<ul style="list-style-type: none"> - Almofada anatómica permite uma posição segura. - Suporte pós-operatório de mobilização activa e passiva da mão, pulso e ombro. - Mesmo em posição deitado(a), a almofada mantém-se em posição segura. 	<ul style="list-style-type: none"> - Almofada interior insuflável. - Imobilização do ombro de 10° até 75° em abdução. - Uso confortável, devido ao material muito leve. - Confortável descanso para a mão (bola de ténis).
Cinza	Cinza	Azul	Azul
	Direito e esquerdo		



REF ^a	/ Modelo	Tamanhos							Par/Un
		XS	S	M	L	XL			
		I	II	III	IV	V	VI	VII	
P. SIS	Imobilizador de ombro/braço			Único					Un
OMOMED	Suporte de ombro anti-rotação	26-29	29-33	33-36	36-39				Un
SLK 90	Almofada para luxação do ombro		<< 34	35-39	>> 39				Un
IMB 600	Suporte de braço com abdução variável			Único					Un

Braço / Ombro

Ref / Modelo	RDS 100	CLAVIO	FSP 100
Artigo			
Indicações	<ul style="list-style-type: none"> - Distorções e fracturas da clavícula e subluxações. - Terapia conservativa da fractura traumática da clavícula. 	<ul style="list-style-type: none"> - Distorções e fracturas da clavícula e subluxações. - Terapia conservativa da fractura traumática da clavícula. 	<ul style="list-style-type: none"> - Epicondilite. - Tennis elbow.
Características	<ul style="list-style-type: none"> - Ligadura especial para terapia de fracturas da clavícula. - Fixação segura e estável do conjunto do ombro. - Elevada estabilidade graças à resistência e tensão do material do cinto. - De aplicação rápida e simples graças ao princípio de mochila. - O elevado conforto possibilita uma posição cómoda das costas. - Os fechos práticos facilitam uma abertura e fecho rápidos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Constituído por uma placa posterior para aplicação na região interescapolar. - Estrutura em tecido hipoalergénico certificado Oekotex®. - Óptima vestibilidade. - Forro na zona axilar. 	<ul style="list-style-type: none"> - Almofada pneumática de pressão. - Regulação individual da pressão. - Material em lã de algodão suave para a pele.
Cor	Azul	Branco	Azul
Medidas			

REF ^a / Modelo	Tamanhos							Par/Un
	XS	S	M	L	XL			
	I	II	III	IV	V	VI	VII	
RDS 100 Imobilizador Clavicular	60-75	76-90	90-105	105-115	115-125			Un
CLAVIO Imobilizador Clavicular		65-75	76-90	91-105	106-120			Un
FSP 100 Banda pneumática para o cotovelo	Único							Un











EPIBRACE	801	822	EPICO ROM
<ul style="list-style-type: none"> - Inflamação no músculo do cotovelo, por exemplo: cotovelo do tenista (Epicondilitis humeri radialis) ou do golfista (humeri ulnaris). 	<ul style="list-style-type: none"> - Edemas e derrames articulares. - Estados irritativos reumáticos e artróticos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Epicondilite medial e lateral. - Luxação do cotovelo. - Tennis elbow, derrames articulares e edemas devido a atrite e atrose. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tratamento conservativo e funcional de luxações do cotovelo. - Tratamento conservativo de luxações no cotovelo com ferimentos concomitantes. - Cuidado pós-operatório após implante de prótese. - Tratamento funcional posterior no caso de fracturas estáveis do úmero distal. - Imobilização temporária após artrólise do cotovelo.
<ul style="list-style-type: none"> - A almofada de ar pressiona directamente a musculatura do ante-braço. Reduzindo o stress do músculo inflamado e os tendões/ligamentos do cotovelo. - A almofada de ar garante uma pressão contínua. - A almofada de ar é movível. Permite usar a faixa tanto do lado medial como lateral. - A escala de medidas faculta ao paciente uma amostra da pressão correcta. Uma adaptação individual com a tira ajustável é possível sempre que necessário. - A faixa elástica adapta-se às várias circunferências do antebraço. 	<ul style="list-style-type: none"> - Cotovela de elevada elasticidade, com forma anatómica em malha bidireccional e que facilita o ajuste perfeito. - O efeito compressivo melhora a reabsorção de edemas e derrames. - Descongestionamento e efeito analgésico mais rápido na região afectada. 	<ul style="list-style-type: none"> - Duas almofadas em silicone. - Material em climatherm® com elevada elasticidade que permite a respiração e conduz a humidade da sudação para o exterior. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tiras ajustáveis à volta do braço para maior conforto e segurança. - Almofadas suaves para a pele que podem ser adaptadas individualmente. - Confortável descanso para a mão. - Tira individual ajustável para o pescoço. - Flexão: 0° - 120° (incremento 10°) - Extensão: 0° - 120° (incremento 10°)
Preto	Bege	Cinza	Direita e esquerda



REF ^a	Modelo	Tamanhos							Par/Un
		XS	S	M	L	XL			
		I	II	III	IV	V	VI	VII	
EPIBRACE	Braçadeira para epicondilites	Único							Un
801	Cotovela elástica simples	20-23	23-26	26-29	29-32	32-35			Un
822	Epicomed - Cotovela elástica c/ almofadas silicone		20-23	23-27	27-30	30-32	32-35		Un
EPICO ROM	Ortótise de cotovelo regulação flexão/extensão		<20		>20				Un

Mão / Pulso

Ref / Modelo	PLL 100	TTV 200	PLL 200	PLT 300
Artigo				
Indicações	<ul style="list-style-type: none"> - Luxações na zona da articulação carpo-metacárpica e metacarpo-falângica. - Instabilidades dos ligamentos do polegar. - Artrose da articulação carpo-metacárpica. - Artrite reumatóide. 	<ul style="list-style-type: none"> - Luxações na zona da articulação carpometacárpica e metacarpo-falângica. - Pós-operatório. - Pós-fractura. 	<ul style="list-style-type: none"> - Artrite reumatóide. - Tendinites. - Distorções. 	<ul style="list-style-type: none"> - Distorções. - Após retirado o gesso. - Tendinites. - Artrite reumatóide.
Características	<ul style="list-style-type: none"> - Imobilização do polegar com tala de alumínio moldável. - Material em lã de algodão, suave para a pele. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tala em polietileno de baixa densidade. - Forro destacável em turco. 	<ul style="list-style-type: none"> - Lã de algodão. - Imobilização do pulso com tala de alumínio moldável anatomicamente. - Comprimento aprox. 19cm 	<ul style="list-style-type: none"> - Imobilização do pulso com tala de alumínio moldável anatomicamente. - Faixa de suporte adicional larga para a articulação da mão. - Comprimento aprox. 22cm
Cor	Azul	Bege	Azul	Bege
Variantes	Direita e esquerda	Direita e esquerda	Direita e esquerda	Direita e esquerda
Medidas				

REF ^a / Modelo	Tamanhos	Par/Un							
			XS	S	M	L	XL	VI	VII
			I	II	III	IV	V		
PLL 100	Tala imobilizadora do polegar	Un		10-14	14-18	18-22	22-26		
TTV 200	Tala rígida do polegar	Un		< 16	16-20	> 20			
PLL 200	Tala imobilizadora do pulso	Un		10-14	14-18	18-22	22-26		
PLT 300	Tala imobilizadora do pulso	Un		10-14	14-18	18-22	22-26		



MANUMED	THUMBLOCK	CTS	FINGER STAX
			
<ul style="list-style-type: none"> - Pós-operatório e pós-fractura. - Distensão do pulso. - Paralisia do nervo radial. 	<ul style="list-style-type: none"> - Instabilidades dos ligamentos do polegar. - Imobilização completa do pulso e do polegar. - Lesão do ligamento colateral do polegar (lesão de Sterner). 	<ul style="list-style-type: none"> - Tendinite do segundo ao quinto dedo. - Pós-operatório na cirurgia da mão (Quervain). - Patologia do túnel carpal. 	<ul style="list-style-type: none"> - Fracturas das falanges distais. - Entorses. - Contusões. - Lesões dos tendões flexores. - Uso pós-operatório.
<ul style="list-style-type: none"> - Material anti-transpirante com uma barra moldável em alumínio mais larga e anatómica. - Muito fácil de colocar pelo próprio. 	<ul style="list-style-type: none"> - Estrutura em alumínio, constituída por um suporte para aplicação na zona do pulso. - Tiras ajustáveis. - A ortótese engloba uma estrutura de alumínio facilmente moldável. - Fechos de ajuste em velcro. 	<ul style="list-style-type: none"> - Estrutura de alumínio recoberta por um duplo forro de material hipoalergénico certificado OEKOTEX®. - Tiras para regular a estabilização do rádio. - Fechos com regulação em velcro. - Facilmente moldável. 	<ul style="list-style-type: none"> - Material de polietileno. - Moldadas com formas que proporcionam aderência e estabilidade óptimas das falanges.
Preto	Preto	Preto	
Direita e esquerda	Direita e esquerda		



REF ^a	Modelo	Tamanhos							Par/Un
		XS	S	M	L	XL			
		I	II	III	IV	V	VI	VII	
MANU	Manumed Tala imobilizadora de pulso		14-18	19-23	24-28				Un
THUMBLOCK	Tala imobilizadora do pulso e polegar		14-18	19-23	24-28				Un
CTS	Tala imobilizadora do túnel cárpico		15-17	17,5-19	19,5-22				Un
701 - 708	Talas para os dedos	Embalagem com 10 unidades de cada tamanho (tamanhos 1 a 7)							Un
709	Talas para os dedos	Caixa com 30 unidades de diferentes tamanhos							Un


Tronco

Ref / Modelo	663 - 664	648 - 649	651
Artigo			
Indicações	<ul style="list-style-type: none"> - Lombalgias condicionadas por lesões das pequenas articulações da coluna vertebral, desequilíbrios motores e musculares na zona lombar, ruptura de ligamentos, síndrome pós-discectomia. - Ligeiro afrouxamento das articulações da coluna vertebral na zona lombar, p.ex., em resultado de osteocondrose, espondilose e espondilartrose. - Estados irritativos da articulação iliosacral. 		
Características	<ul style="list-style-type: none"> - Velcro que permite a regulação simples da pressão e da tensão. - As 4 barras integradas, com forma anatómica, com um ângulo de inclinação prévio de 35°, podem ser reajustadas individualmente, de forma a que seja garantida uma adaptação perfeita. - Sistema Climacomfort® 	<ul style="list-style-type: none"> - Zona lombar aliviada de forma notável pelo apoio da musculatura das costas, as dores sacro-ilíacas e tensões musculares diminuem. - 4 reforços elásticos integrados, forma anatómica e ângulo de inclinação previamente definidos a 35° que podem ser ajustados individualmente. - Graças à composição especial do material de revestimento, a humidade é transportada rápida e completamente da superfície cutânea para o exterior. 	<ul style="list-style-type: none"> - Zona lombar aliviada de forma notável pelo apoio da musculatura das costas, as dores sacro-ilíacas e tensões musculares diminuem. - 4 reforços elásticos integrados, forma anatómica e ângulo de inclinação previamente definidos a 35° que podem ser ajustados individualmente, afim de garantir uma adaptação perfeita à anatomia da região sacro-ilíaca e lombar. - Graças à composição especial do material de revestimento, a humidade é transportada rápida e completamente da superfície cutânea para o exterior.
Cor	Cinza	Branca / Preta	Preto
Alt. Post.	26 cm	26 cm	32 cm
Medidas			

REF ^a / Modelo	Tamanhos							Par/Un
	XS	S	M	L	XL			
	I	II	III	IV	V	VI	VII	
663 Lumbamed® Basic Cinta sacro lombar - Mulher	76-86	87-98	99-111	112-125	126-140			Un
664 Lumbamed® Basic Cinta sacro lombar - Homem	66-76	77-88	89-101	102-115	116-130			Un
648 Lumbamed® Active Cinta sacro lombar - Branca	70-82	83-93	96-108	109-121	122-133			Un
649 Lumbamed® Active Cinta sacro lombar - Preta	70-82	83-95	96-108	109-121	122-133			Un
651 Lumbamed® Stabil	70-82	83-95	96-108	109-121	122-133			Un



667 - 668	9601 - 9603
	
<ul style="list-style-type: none"> - Instabilidades musculares na passagem lombar e toracolombar. - Estabilização pós-operatória. - Dores lombares da osteoporose. - Após cirurgia percutânea aos discos intervertebrais. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dores derivadas do excesso de esforço. - Lombalgia severa pós-operatória (hernia discal). - Lombalgia recidiva.
<ul style="list-style-type: none"> - Alívio do segmento vertebral afectado. - Alívio da lordose. - Reforço do apoio abdominal. - Graças ao desenho modular (barra dorsal rígida e barras de estabilização com 2 diferentes graus de rigidez), a cinta pode ser adaptada progressivamente consoante o nível de recuperação. - Endireitamento da zona pélvica - Sistema Climacomfort® 	<ul style="list-style-type: none"> - Cinta lombar insuflável. - Adapta-se à morfologia ao encher a cinta. - Facilmente lavável. - Fecho auto-aderente.
Cinza	Preto



REF ^a	/ Modelo	Tamanhos							Par/Un
		XS	S	M	L	XL			
		I	II	III	IV	V	VI	VII	
667	Lumbamed° Disc Cinta sacro lombar evolut. - Mulher	76-86	87-98	99-111	112-125	126-140			Un
668	Lumbamed° Disc Cinta sacro lombar evolut. - Homem	66-76	77-88	89-101	102-115	116-130	131-146		Un
9601	Med'air Cinta lombar insuflável - Homem	70-82	83-95	96-107	108-120				Un
9603	Med'air Cinta lombar insuflável - Mulher	70-82	83-92	93-102	103-112				Un

Tronco

Ref/Modelo	P35 100	F-35 100	P.3C	4C
Artigo				
Indicações	<ul style="list-style-type: none"> -Fracturas estáveis de compressão do corpo da coluna vertebral torácico e lombar médio e baixo. - Estabilização axial em colapsos ósseos condicionados por osteoporose da coluna vertebral torácica e lombar. - Imobilização a médio prazo após cirurgia - Tratamento ortótico após tratamento operativo de fracturas instáveis da coluna vertebral. - Tratamento ortótico contínuo no caso de tumores e metástases inoperáveis na coluna vertebral ; tratamento ortótico pós-operatório, após tratamento operativo de tumores e metástases da coluna vertebral. - Após intervenções de descompressão da coluna vertebral com e sem estabilização interna. 		<ul style="list-style-type: none"> - Terapia conservativa de vértebras fracturadas não operáveis nas partes lombar e torácica. - Tratamento pós-operatório temporário. - Alívio de pressão em vértebras osteoporóticas colapsadas nas partes lombar e torácica. - Hipercifose juvenil. 	<ul style="list-style-type: none"> - Fracturas estáveis de compressão do corpo da coluna vertebral torácico e lombar médio e baixo. - Estabilização axial em colapsos ósseos condicionados por osteoporose da coluna vertebral torácica e lombar, imobilização a médio prazo após cirurgia aos discos intervertebrais tratamento ortótico temporário após tratamento operativo de fracturas instáveis da coluna vertebral, tratamento ortótico contínuo no caso de tumores e metástases inoperáveis na coluna vertebral. - Após intervenções de descom pressão da coluna vertebral com e sem estabilização interna.
Características	<ul style="list-style-type: none"> -Reclinação da coluna vertebral, limitação da rotação e de inclinação lateral. - Fecho de fácil manuseamento. 	<ul style="list-style-type: none"> -Reclinação da coluna vertebral, limitação da rotação e de inclinação lateral. - Fecho fácil. - Banda pélvica basculante. 	<ul style="list-style-type: none"> - Fechos simples e seguros, que permitem fechar o colete sem esforço. - Apoio no externo fixo ou móvel. - Apoio de esterno ajustável para adaptação dinâmica aos movimentos do corpo. - Muito leve. 	<ul style="list-style-type: none"> - Excelente adaptação pelos diversos ajustes variáveis em 3 dimensões. - Novo fecho patenteado, simples e seguro. - Rápida aplicação pós-operatória - Devido ao peso reduzido e às almofadas suaves, torna a ortótese muito confortável. - A posição frontal do fecho previne rotações do tronco
Cor				
Medidas				

altura almofada traseira

REF ^a / Modelo	Tamanhos								Par/Un
	XS	S	M	L	XL				
	I	II	III	IV	V	VI	VII		
P-35 100	Colete "Jewett" Com apoio no púbis		60-75	76-90	91-105	106-115			Un
F-35 100	Colete "Jewett" Com banda pélvica basculante		60-75	76-90	91-105	106-115			Un
P.3C	Ortótese de hiperextensão Com 3 pontos de apoio		55-90	91-125					Un
4C	Ortótese de hiperextensão Com apoios subclaviculares		22	28					Un

Tabela de medidas F35 100

Altura do tronco

Tamanhos	Circunferência anca:	Normal
S	60-75	39-47
M	76-90	42-50
L	91-105	45-53
XL	106-115	48-56




· As alturas curto e ultra curto só estão disponíveis por encomenda

Tabela de medidas P.3C

	I	II
Cintura	55-90	91-125
Alt. tronco 1	37-45	37-45
Alt. tronco 2	45-53	45-53

· Altura do tronco: desde o meio da sínfise púbica até abaixo das articulações esternoclaviculares



Spinomed III	SPINOMED ACTIVE	SPINOMED ACTIVE MEN
		
<ul style="list-style-type: none"> - Fractura por sinterização osteoporótica recente da coluna dorsal e da coluna lombar. - Cifose juvenil. - HiperCIFose com dores crónicas nas costas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dores crónicas como sequelas de fracturas vertebrais osteoporóticas (tratamento de longo prazo). - Cifose juvenil. - HiperCIFose com dores crónicas nas costas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dores crónicas como sequelas de fracturas vertebrais osteoporóticas (tratamento de longo prazo). - Cifose juvenil. - HiperCIFose com dores crónicas nas costas.
<ul style="list-style-type: none"> - As tiras puxam os ombros para trás sem limitar a mobilidade na zona do ombro-braço, melhorando a respiração torácica e abdominal. - Ortótese leve e de fácil aplicação (tipo mochila). - Placa da coluna moldável a frio. 	<ul style="list-style-type: none"> - Os materiais elásticos especiais originam uma activação da musculatura do tronco, conduzindo a um "Treino de Postura Dinâmico Proprioceptivo (PDPT). A ortótese reduz o agravamento de cifose e aumenta a mobilidade devido ao fortalecimento muscular. - Alívio das dores. - A bolsa dorsal integrada mantém a barra na posição correcta. 	<ul style="list-style-type: none"> - Os materiais elásticos especiais originam uma activação da musculatura do tronco, conduzindo a um "Treino de Postura Dinâmico Proprioceptivo (PDPT). A ortótese reduz o agravamento de cifose e aumenta a mobilidade devido ao fortalecimento muscular. Alívio das dores. - A bolsa dorsal integrada mantém a barra na posição correcta.
Cinza	Bege	Cinza





medir desde a C7 até ao sacro

REF ^a	Modelo	Tamanhos							Par/Un
		XS	S	M	L	XL			
		I	II	III	IV	V	VI	VII	
SPINO	SPINOMED III	37-44	44-51	49-56	55-61				Un
SPINO	SPINOMED ACTIVE [*] C/ou sem copa	Fabrico por medida							Un
SPINO	SPINOMED ACTIVE MEN [*]	Fabrico por medida							Un

^{*} Disponível por encomenda
Preenchimento de formulário próprio.

• **Atenção:** Estes artigos só deverão ser aplicados por um técnico ortopedista.

Anca

Ref / Modelo	IMA 103	Cox
Artigo		
Indicações	<ul style="list-style-type: none"> - Estabilização pós-operatória após substituição total da anca. - Estabilização pós-operatória após cirurgia de correcção. - Após intervenção na cabeça do fémur. - Após osteotomia correctiva. 	<ul style="list-style-type: none"> - Osteotomia de reposição intertrocantérica. - Fixação interna de fracturas transtrochantéricas. - Substituição total da anca.
Características	<ul style="list-style-type: none"> - Ajustes amplamente variáveis para o ângulo de abdução e adução. - Fixação segura e transmissão de força efectiva graças à construção modelada (pélvica e coxa), com apoio no cõndilo femural mediano. - Adaptação anatómica óptima graças ao ajuste de perímetros e alturas. - Muito confortável, graças aos forros em algodão turco. - Perfeito ajuste devido à escolha separada das partes da anca e da coxa. - Aplicação e remoção rápidas e fáceis. - Limitação em extensão e flexão até 120° em passos de 10°. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ajuste livre da rotação da anca. - Compressão optimizada na zona da anca. - Reutilizável. - Favorece a mobilidade dos pacientes. - Aplicação simples e rápida. - Uso muito confortável, devido ao tecido permeável e ao material hipoalergénico.
Cor	Branca	Cinza
Variantes	Direita e esquerda	Direita e esquerda
Medidas		



REF ^a /	Modelo	Par/Un	
IMA 103 - Anca*	Tala funcional da anca com ajuste flexão/extensão e abdução/adução	Un	
IMA 103 - Coxa	Tala funcional da anca com ajuste flexão/extensão e abdução/adução	Un	
Cox	Dispositivo de segurança pós-operatório da anca	Un	

Tabela de medidas IMA 103

Tamanhos	Medida A Anca*	Medida B 5cm abaixo da virilha	Medida C 5cm acima do joelho
S	70-80	38-46	35-40
M	81-100	47-56	41-47
L	101-115	57-66	48-54
XL	116-135	67-76	55-62

* A parte da anca inclui a haste

Tabela de medidas COX

Tamanhos	Medida A Anca	Medida B 5cm abaixo da virilha	Medida C 5cm acima do joelho
S	70-80	38-46	35-40
M	81-100	47-56	41-47
L	101-115	57-66	48-54
XL	116-135	67-76	55-62

Joelho

Ref/Modelo	601	611	TTP 100	GNT 40
Artigo				
Indicações	<ul style="list-style-type: none"> - Inflamação do joelho. - Distensão do músculo ou do ligamento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ligeiras distorções da articulação do joelho. - Derrames articulares e inchaços. - Estados irritativos crónicos. - Pós-operatórios e pós-traumáticos. - Artrite e artrose. - Lesões do menisco. - Síndrome doloroso patelo-femoral. - Ligeiras insuficiências dos ligamentos da articulação do joelho. 	<ul style="list-style-type: none"> - Síndrome doloroso patelo-femoral. - Ligeira instabilidade da articulação do joelho e Osgood Schlatter. 	<ul style="list-style-type: none"> - Centralização / Estabilização da rótula.
Características	<ul style="list-style-type: none"> - 2 áreas anatomicamente moldadas no suporte do joelho. 	<ul style="list-style-type: none"> - O efeito de massagem alcançado pela malha compressora e pelo anel de silicone melhora a circulação sanguínea e leva a uma reabsorção mais rápida de hematomas e edemas. - A joelheira em malha sem costuras melhora a propriocepção. Beneficia assim, o apoio muscular. - Faixas interiores aderentes mediais e laterais, anel de silicone envolvente da rótula. 	<ul style="list-style-type: none"> - Almofada de pressão pneumática de forma anatómica. - A pressão no tendão da rótula leva a um rendimento proprioceptivo melhorado e dessa forma, a um apoio muscular aumentado da articulação do joelho. - Material em licra de algodão. 	<ul style="list-style-type: none"> - Material respirável, transporta a sudorese para o exterior (tytex®). - Almofada à volta da rótula.
Variantes		Disp. enc ^a cores (preto e areia)		
Medidas				







REF ^a /	Modelo		Tamanhos							Par/Un	
			XS	S	M	L	XL				
			I	II	III	IV	V	VI	VII		
601	Joelheira elástica Simples	f	37-40	40-43	43-46	46-49	49-52	52-55	55-58	Un	
		d	25-28	28-31	31-34	34-37	37-40	40-43	43-46		
611	Joelheira elástica C/ anel silicone p/ a rótula e espiras lateral e medial	f	37-40	40-43	43-46	46-49	49-52	52-55	55-58	Un	
		d	25-28	28-31	31-34	34-37	37-40	40-43	43-46		
TTP 100	Banda pneumática para tendão rotuliano		Único							Un	
GNT 40	Joelheira estabilizadora da rótula	f	34-39	40-45	46-51	52-57	> 58			Un	



GNT 60	P. Pro	GNA 700	565	PTS
				
<ul style="list-style-type: none"> - Artrites / artroses. - Lesões do menisco. - Ligeiras insuficiências dos ligamentos da articulação do joelho. 	<ul style="list-style-type: none"> - Hiperextensão baixa a moderada dos ligamentos colaterais tibial e/ou fibular. - Artrite ligeira. - Meniscectomia pós-artroscópica. - Instabilidades ligeiras da articulação do joelho. - Alterações traumáticas ou degenerativas da articulação do joelho. 	<ul style="list-style-type: none"> - Leves a moderadas instabilidades da articulação do joelho. - Afecções do menisco. - Utilização profiláctica no desporto. 	<ul style="list-style-type: none"> - Imobilização pós-operatória. - Dores antes da cirurgia. - Após deslocções da rótula. - Após lesões do ligamento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tratamento conservativo de ruptura recente do PCL ou instabilidade crónica do PCL. - Imobilização pós-operatória após reconstrução do PCL. - Deficiência extensiva devido à contractura de fibras da cápsula posterior. - Imobilização temporária após implante de próteses da articulação do joelho. - Tratamento resistente à dor patelo-femural. - Dor aguda do joelho anterior.
<ul style="list-style-type: none"> - Material respirável, transporta a sudação para o exterior (tytex®). - Estrutura tubular com reforço medial e lateral. 	<ul style="list-style-type: none"> - Muito plano. - Eixos policêntricos inseridos nas bolsas laterais. - Muito confortável de usar devido ao corte popliteal. - Uso em desporto. - Material elástico, respirável, transporta a sudação para o exterior (tytex®). 	<ul style="list-style-type: none"> - Estabilização medial e lateral graças às barras laterais. - Protecção das articulações contra a hiperextensão. - Material elástico, respirável, transporta a sudação para o exterior (Airtex®). 	<ul style="list-style-type: none"> - Imobilização do joelho a 0°. - Ajuste rápido. - Lavável e confortável forro em turco. - Talas removíveis. 	<ul style="list-style-type: none"> - Imobilização a 0° - Redução de tensão do PCL e menos pressão na articulação patelo-femural - Alinhamento da barriga da perna com a coxa devido à almofada da coxa
			Alturas 50 e 60cm	Alturas 55 e 65cm
				

REF ^a /	Modelo	Tamanhos							Par/Un
		XS	S	M	L	XL	XXL		
		I	II	III	IV	V	VI	VII	
GNT 60	Joelheira com barras flexíveis	34-39	40-45	46-51	52-57	>58			Un
P.PRO	Joelheira com articulações policêntricas	31-37	37-45	45-51	51-57	57-65	65-74		Un
GNA 700	Joelheira com articulações policêntricas	31-37	37-45	45-51	51-57	57-65			Un
565	Tala imobilizadora de joelho					Único			Un
PTS	Tala imobilizadora de joelho					Único			Un

Joelho

Ref / Modelo	P. ROM	P. COOL	P. STRR	P. RR
Artigo				
Indicações	<ul style="list-style-type: none"> - Pós-operatório na cirurgia à articulação do joelho. - Para imobilização após lesões do joelho e para mobilização posterior. - Para estabilização segura dos ligamentos colaterais e/ou cruzados lesionados ou sujeitos a tratamentos operatórios. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pós-operatório na cirurgia à articulação do joelho. - Para imobilização após lesões do joelho e para mobilização posterior. - Para estabilização segura dos ligamentos colaterais e/ou cruzados lesionados ou sujeitos a tratamentos operatórios. 	<ul style="list-style-type: none"> - Instabilidade ligeira a moderada da articulação do joelho. - Danos no menisco. - Alterações traumáticas ou degenerativas da articulação do joelho. - Como protecção nas fases posteriores da reabilitação. 	<ul style="list-style-type: none"> - Instabilidade ligeira a moderada da articulação do joelho. - Danos no menisco. - Alterações traumáticas ou degenerativas da articulação do joelho. - Como protecção nas fases posteriores da reabilitação.
Características	<ul style="list-style-type: none"> - Novo eixo patenteado "Quickset". - Imobilização em passos de 10 a 15°. - Limite de extensão: 0°, 10°, 20°, 30°. - Limite de flexão: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°. - Barras laterais maleáveis. - Almofadas suaves, adaptáveis por corte às necessidades do paciente. 	<ul style="list-style-type: none"> - Novo eixo patenteado "Quickset". - Imobilização em passos de 10 a 15°. - Limite de extensão: 0°, 10°, 20°, 30°. - Limite de flexão: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°. - Barras laterais maleáveis. - Almofadas suaves, adaptáveis por corte às necessidades do paciente. 	<ul style="list-style-type: none"> - Material elástico, respirável, transporta a sudoreção para o exterior (tytex®). - Fácil de colocar graças à total abertura com fecho de velcro e ao corte popliteal. - Limitação da extensão e flexão: 0°, 15°, 30°, 60°, 90°. - Regulação rápida, sistema Procure 	<ul style="list-style-type: none"> - Material elástico, respirável, transporta a sudoreção para o exterior (tytex®). - Fácil de colocar graças à total abertura com fecho de velcro e ao corte popliteal. - Limitação da extensão: 0°, 10°, 20°, 30°. - Limitação da flexão: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°. - Regulação rápida, sistema Quickset
Variantes	Alturas 57 e 63cm	Alturas 57 e 63cm	Preto	Preto
Medidas				







REF ^a / Modelo	Tamanhos								Par/Un	
	XS	S	M	L	XL					
	I	II	III	IV	V	VI	VII			
P. ROM	Joelheira p/ Reabilitação								Único	Un
P. COOL	Joelheira p/ Reabilitação Aberta								Único	Un
P. STRR	Joelheira c/ Controle Flexão/Extensão Reg. Ráp. Sist. PROCARE								31-37 37-45 45-51 51-57 57-65 65-74	Un
P. RR	Joelheira c/ Controle Flexão/Extensão Reg. Ráp. Sist. Quick SET								31-37 37-45 45-51 51-57 57-65 65-74	Un

M4. CI	P. OA	M4.OA	P. PT	M.4AGR
				
<ul style="list-style-type: none"> - Rupturas do ligamento cruzado anterior ou de ambos ligamentos, com afecções concomitantes. - Rupturas isoladas do ligamento cruzado anterior. - Rupturas ou instabilidades do ligamento lateral. - Após recuperação dos ligamentos cruzados anterior ou de ambos ligamentos cruzados. - Tratamento conservativo de instabilidades da articulação do joelho. 	<ul style="list-style-type: none"> - Osteoartrite do joelho (leve a moderada), medial ou lateral. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tratamento conservativo da osteoartrite unilateral avançada ou de instabilidades complexas dos ligamentos, em combinação com osteoartrite unilateral. - Alívio de pressão pós-operatório e protecção após fracturas da cabeça da tíbia, de cirurgia à cartilagem, refixação do menisco e osteotomia de correcção. - Instabilidade dos ligamentos cruzados com alívio de pressão do compartimento medial ou lateral. - Tratamento pré ou pós-operatório de instabilidades do joelho. 	<ul style="list-style-type: none"> - Síndrome de dor patelo-femoral. - Condropatia da rótula. - Osteoartrite retro-patelar. - Inflamações pós-operatórias ou pós-traumáticas. - Instabilidades do joelho e da rótula. 	<ul style="list-style-type: none"> - Patologia do "joelho Recurvatum".
<ul style="list-style-type: none"> - Barras policêntricas physioglide® baseadas no princípio de 4 tiras de união. - Estrutura anatomicamente pré-moldada. - Baixo perfil, estrutura e construção leves. - Adaptável individualmente graças à estrutura de alumínio maleável. - Várias faixas de velcro asseguram um simples e correcto aperto da joelheira. - Almofada de ardo cõndilo minimiza a migração. - Excelente conforto devido ao novo sistema antideslizante do material da almofada. - Limite de extensão: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°. - Limite de flexão: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 120°. - Imobilização: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ângulo varus/valgus individualmente ajustável. - Material elástico, respirável, transporta a sudção para o exterior (tytex®). - Limitação da extensão a: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°. - Limitação da flexão: 0°, 60°, 75° 90°. - 2 modelos para correcção de varismo e valgismo 	<ul style="list-style-type: none"> - Alívio de pressão do compartimento medial ou lateral do joelho, pelo princípio de 3 pontos que descomprime a zona afectada. - Estabilização da articulação do joelho graças ao princípio de 4 pontos neutralizando a instabilidade do joelho que muitas vezes provoca osteoartrite. - Protecção contra a hiperextensão, com controle de limitação de flexão e extensão - Limite de extensão: 0°, 10°, 20°, 30°, 45° - Limite de flexão: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 120° - Imobilização: 0°, 10°, 20°, 30°, 45° 	<ul style="list-style-type: none"> - Material elástico, respirável, transporta a sudção para o exterior (tytex®). - Almofada anatómica, que evita o deslocamento lateral da rótula. 	<ul style="list-style-type: none"> - O design inovador e a tecnologia aplicada, em associação com a articulação physioglide®, fazem da M4 Antirecurvatum, uma joelheira única no seu género. - Ligeira, fácil de colocar e anatómica, assegura ao paciente um óptimo conforto, tolerância e segurança. - Possibilidade de pré-definir a carga de amortecimento. - Regulação da flexão/extensão 0°, 10°, 20° e 30°. - Ângulo máximo Recurvatum de 15°. - Almofada tibial anterior que evita fricções indesejáveis. - Região popliteal aberta.
	Direita e esquerda		Direita e esquerda	Direita e esquerda



REF ^a / Modelo	Tamanhos							Par/Un
	XS	S	M	L	XL	VI	VII	
	I	II	III	IV	V	VI	VII	
M. 4 CI	Joelheira func. c/ controle Fle/Ext	31-37	37-45	45-51	51-57	57-65	65-74	Un
P. OA	Joelheira para Osteoartrite (Joelho Varus/Valgus)	31-37	37-45	45-51	51-57	57-65	65-74	Un
M4.OA	Joelheira para Osteoartrite	31-37	37-45	45-51	51-57	57-65	65-74	Un
P. PT	Joelheira para tracção da rótula	31-37	37-45	45-51	51-57	57-65	65-74	Un
M. 4 AGR	Joelheira funcional Anti Recurvatum	31-37	37-45	45-51	51-57	57-65	65-74	Un

Pé

Ref / Modelo	501	507	510
Artigo			
Indicações	<ul style="list-style-type: none"> - Inflamação do tornozelo. - Distensão do músculo ou do ligamento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ligeiras instabilidades da articulação do tornozelo. - Maléolo do futebolista. - Distorções, derrames articulares e inchaços devidos a artrite e artrose. - Estados irritativos crónicos. - Pós-operatórios e pós-traumáticos. - Instabilidades dos ligamentos no maléolo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Inflamações agudas e crónicas do tendão de Aquiles. - Estados de irritação pós-traumáticos e pós-operatórios. - Algia e bursite do tendão de Aquiles.
Características	<ul style="list-style-type: none"> - Suporte do tornozelo de compressão média. 	<ul style="list-style-type: none"> - Forma anatómica, almofadas de silicone medial e lateral integradas. - Malha Climacomfort® de elevada elasticidade, que permite a respiração e regula a humidade. - A malha compressora e as almofadas de silicone provocam um efeito de massagem que estimula a circulação sanguínea e conduz a uma reabsorção mais rápida de hematomas e edemas. - Melhora a propriocepção e alcança assim, um apoio melhorado da musculatura. 	<ul style="list-style-type: none"> - Forma anatómica, almofadas de silicone lateral e medial integradas e duas talonetes. - Malha Climacomfort® de elevada elasticidade, que permite a respiração e regula a humidade. - A talonete posicionada debaixo do calcanhar alivia o tendão de Aquiles. - A malha compressora e a almofada de silicone provocam um efeito de massagem que estimula o processo de cura.
Cor	Bege	Cinza	Cinza
Variantes			
Medidas			

REF ^a /	Modelo	Tamanhos							Par/Un
		XS	S	M	L	XL			
		I	II	III	IV	V	VI	VII	
501	Pé Elástico Simplex	17-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30		Un
507	Levamed Pé elástico c/ almofadas de Silicone	17-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30		Un
510	Achimed Pé elástico p/ tendão de Aquiles	17-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30		Un



P.517	CVO 500	CVO 600	M. STEP
			
<ul style="list-style-type: none"> - Ligeiras instabilidades da articulação t�bio-t�rsica. - Entorses do tornozelo. - Derrames e inchaos articulares devido a artrite e artrose. - Estados de irrita�o cr�nicos, p�s-operat�rios e p�s-traum�ticos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tratamento conservativo e p�s-operat�rio de les�es em ligamentos na articula�o t�biot�rsica superior. - Ap�s distor�es. - Les�es agudas dos ligamentos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tratamento conservativo e p�s-operat�rio de les�es em ligamentos na articula�o t�bio-t�rsica superior. - Ap�s distor�es. - Instabilidades cr�nicas do tornozelo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tratamento conservativo e p�s-operat�rio de les�es nos ligamentos do tornozelo (graus II a III). - Ap�s distor�es. - Na instabilidade cr�nica do tornozelo.
<ul style="list-style-type: none"> - Malha de elevada elasticidade, que permite a respira�o activa e transporta a humidade para o exterior. - Tiras el�sticas em forma de "8" para um ajuste individual e estabiliza�o extra. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tiras de velcro para um ajuste f�cil e seguro. - Talas r�gidas asseguram uma boa estabiliza�o. 	<ul style="list-style-type: none"> - Almofadas pneum�ticas oferecem uma compress�o uniforme. - Talas r�gidas asseguram uma boa estabiliza�o. - Tiras de velcro para um ajuste f�cil e seguro. 	<ul style="list-style-type: none"> - As talas r�gidas proporcionam uma excelente estabiliza�o dos movimentos. - As almofadas de espuma/gel adaptam-se perfeitamente �s mais variadas condi�es anat�micas e proporcionam uma compress�o uniforme.
Cinza	Branco	Branco	Preto
Direito e esquerdo			






REF ^a /	Modelo	Tamanhos							Par/Un
		XS	S	M	L	XL			
		I	II	III	IV	V	VI	VII	
P. 517	Protect Leva Strap Suporte el�stico do tornozelo c/ tiras	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30			Un
CVO 500	Ort�tese para articula�o tibio-t�rsica				�nico				Un
CVO 600	Ort�tese para articula�o TT c/ almofadas pneum�ticas				�nico				Un
M. Step	Ort�tese para articula�o tibio-t�rsica				�nico				Un

Pé

Ref / Modelo	P. 527	CVO 700 / P. Walker	P. Boot
Artigo			
Indicações	<ul style="list-style-type: none"> - Tratamento conservativo e pós-operatório de lesões dos ligamentos da articulação tibiotársica. - Entorses do tornozelo. - Instabilidades crónicas da articulação tibiotársica. 	<ul style="list-style-type: none"> - Após afecções em ligamentos, tecidos moles e tendões tratados por operação. - Fracturas com luxação da articulação tálbio-társica. - Tratamento conservativo de lesões na parte dianteira do pé, no metatarso bem como no tarso, do calcâneo e do maléolo mediano. - Terapia funcional precoce no caso de ruptura do tendão de Aquiles ou tratamento cirúrgico. - Instabilidade crónica dos ligamentos. - Após refixação dos ligamentos e deslocação do tendão peroneal. 	
Características	<ul style="list-style-type: none"> - As talas plásticas medial e lateral, amovíveis, permitem uma variação de estabilidade. - O sistema de atacadores e os 4 tamanhos proporcionam um ajuste perfeito. - Universal, adaptado tanto ao pé esquerdo como direito. - Uso confortável mesmo no interior de sapatos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Novo sistema de regulação patenteado "quickset". - Almofada separada para um perfeito ajuste ao pé. - Inspeção da ferida e higiene fáceis. - Desenho especial da sola para um andar melhorado. - Limitação Flexão plantar: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°. - Limitação Flexão dorsal: 20°, 10°, 0°. - Imobilização em cada 10°. 	<ul style="list-style-type: none"> - Almofada separada para um perfeito ajuste ao pé. - Inspeção da ferida e higiene fáceis. - Desenho especial da sola para um andar melhorado. - Fixa a 0°.
Cor	Preto	Preto	Preto
Medidas	Tamanho do sapato	Tamanho do sapato	Tamanho do sapato

REF ^a / Modelo		Tamanhos							Par/Un
		XS	S	M	L	XL			
		I	II	III	IV	V	VI	VII	
P. 527	Protect ANKLE LACE UP Ortóse funcional do tornozelo		37-40	41-42	43-44	45-46			Un
CVO 700	Bota medi WALKER /reg. c/ limitação flexão plantar/dorsal	Pé	32-38	38-43	43-48				Un
P. Walker	Bota medi WALKER /reg. c/ limitação flexão plantar/dorsal	Pé	32-38	38-43	43-48				Un
P. BOOT	Bota medi Walker Fixa a 0°	Pé	32-38	38-43	43-48				Un



P. 640	P. 641	P. 642
		
<ul style="list-style-type: none"> - Dores por pressão na zona da planta do pé. - Deformidades na zona anterior do pé (tenares e dedos). - Dores articulares (artralgias). 	<ul style="list-style-type: none"> - Lesões no tendão de Aquiles (aquilodinia) e na bolsa sinovial (aquilobursite). - Esporão calcâneo. - Artrose. - Tendinopatia por sobrecarga. - Em diferenças no comprimento da perna até 1 cm (compensação). 	
<ul style="list-style-type: none"> - Feitas em material de silicone de alta qualidade, suaves para a pele e anti-deslizantes. - Assento macio especial nas zonas sensíveis da planta do pé devido aos „soft spots“ integrados. - Pelota embutida para pé transversoplano e uma ligeira cunha de supinação. 	<ul style="list-style-type: none"> - Feitos em material de silicone de alta qualidade, suave e anti-deslizante. - Assento anatómico do calcanhar especial „soft spot“ integrado 	<ul style="list-style-type: none"> - Feitas em material de silicone de alta qualidade, suaves para a pele e anti-deslizantes. - Assento anatómico macio do calcanhar com pontos suaves de massagem integrados.
Tamanho do sapato	Tamanho do sapato	Tamanho do sapato

REF ^a / Modelo		Tamanhos							Par/Un	
		XS	S	M	L	XL				
		I	II	III	IV	V	VI	VII		
P. 640	Protect INSOLE palmilha em silicone	Pé	35-37	38-40	41-42	43-44	45-46			Un
P. 641	Protect HEEL SOFT Talonete em silicone c/ " Soft Spot"	Pé	36-38	39-41	42-44					Un
P.642	Protect HEEL WEDGE Talonete em silicone simples	Pé	36-38	39-41	42-44					Un





Hospitalar




mediven[®] thrombexin[®] 18

Profilaxia da trombose com 18mmHg no tornozelo

• Indicações

- Profilaxia de trombozes para pacientes imobilizados, antes, durante e depois de uma cirurgia, grávidas com dificuldades de mobilidade e pacientes acamados.



mediven Thombexin 18				REF ^a	Modelo	Classe	Par/ Un
Ref/ Modelo	913 - AD	914 - AG c/ BF	915 - AGT				
							
				913	AD Até ao joelho	18mm/Hg	Par
				914	AG Coxa c/ banda fixação	18mm/Hg	Par
				915	AGT Coxa com cinto	18mm/Hg	Par

Benefícios do produto

mediven thrombexin 18 garante sempre uma óptima pressão: a compressão sobre a perna diminui gradualmente da parte distal a proximal.



Banda de fixação inteligente
A banda de fixação em silicone inteligente, foi especialmente desenvolvida para proporcionar uma aderência segura, fornecendo informação sobre o posicionamento correcto, de imediato.



Calcanhar com código de cor
O calcanhar com código de cor com a superfície interior aveludada reduz o perigo de úlceras de pressão, simplificando a colocação, e mostrando que o calcanhar está correctamente assente.



Abertura de inspecção
Abertura de inspecção da sola do pé, permite ao pessoal especializado, verificar a circulação venosa, reduzindo o risco de falhas.



Biqueira higiénica
A biqueira anti-bacteriana e anti-micótica reduz os micro-organismos próprios aos hospitais-mesmo após lavagens repetidas.

Até ao joelho (AD)

Tam.	Medidas (circunferências em cm)			Código Cor	
	Tornozelo b	Barriga perna cC	Coxa g	Tornozelo	Coxa
XS	17–19	26–32	–	laranja	–
S	20–22	30–38	–	verde	–
M	23–25	34–44	–	violeta	–
L	26–28	38–48	–	azul	–
L-X	26–28	44–55	–	cinza	–
XL	29–31	44–55	–	vermelho	–

Até à coxa (AG)

XS	17–19	26–36	40–50	laranja	laranja
S	20–22	30–42	48–60	verde	verde
S-X	20–22	30–42	56–70	verde	cinza
M	23–25	34–46	56–70	violeta	violeta
M-X	23–25	34–46	64–80	violeta	cinza
L	26–28	38–51	64–80	azul	azul
L-X	26–28	38–51	72–90	azul	cinza
XL	29–31	42–55	72–90	vermelho	red
XL-X	29–31	42–55	80–100	vermelho	cinza

Até à coxa com cinto (AGT)

S	20–22	30–42	48–60	verde	verde
M	23–25	34–46	56–70	violeta	violeta
L	26–28	38–51	64–80	azul	azul
L-X	26–28	38–51	72–90	azul	cinza




mediven[®] struva 23

Meia anti-embólica com 23mmHg no tornozelo

• Indicações

- Compressão pós-operatória de curto prazo para promover o retorno venoso após uma cirurgia venosa (ligação, esclerose, fleboexcisão, terapia de lise) para apoio e complemento de mediven[®] Struva[®] 35; terapia de compressão para evitar edemas e hematomas.



mediven Struva 23				REF ^a	Modelo	Classe	Par/Un
Ref / Modelo	916 - AD	917 - AG c/ BF	918 - AGT				
				916	AD Até ao joelho	23 mm/Hg	Par
				917	AG Coxa c/ banda fixação	23 mm/Hg	Par
				918	AGT Coxa com cinto	23 mm/Hg	Par

Benefícios do produto

mediven Struva 23 garante sempre uma pressão ideal: a compressão diminui gradualmente da parte distal a proximal.



Banda de fixação inteligente
A banda de fixação em silicone inteligente, foi especialmente desenvolvida para proporcionar uma aderência segura, fornecendo informação sobre o posicionamento correcto, de imediato.



Calcanhar / peito do pé
O calcanhar tricotado assegura a melhor redução de pressão possível, e juntamente com o código de cor da zona do peito do pé/calcanhar, garantem um posicionamento correcto do pé do paciente, assegurando a identificação imediata do tamanho conveniente da meia de compressão.



Biqueira aberta
A biqueira aberta está prevista para segurança do paciente, permitindo a inspecção em qualquer momento da circulação venosa, simplificando também a limpeza dos espaços inter-digitais.

Até ao joelho (AD)

Tam	Medidas (circunferência em cm)			Código Cor
	Tornozelo b	Barriga perna c	Coxa c	Calcanhar
I	17–19	30–35	–	rosa
II	19–21	31–37	–	azul
III	21–23	32–40	–	amarelo
IV	23–25	33–42	–	vermelho
V	25–27	34–44	–	cinza
VI	27–29	35–46	–	verde
VII	29–31	36–48	–	castanho

Até à coxa (AG) / até à coxa com cinto (AGT)

I	17–19	30–35	42–54	rosa
II	19–21	31–37	46–58	azul
III	21–23	32–40	50–62	amarelo
IV	23–25	33–42	54–66	vermelho
V	25–27	34–44	58–70	cinza
VI	27–29	35–46	62–74	verde
VII	29–31	36–48	66–78	castanho




mediven[®] struva 35

Meia anti-embólica com 35mmHg no tornozelo. Também disponível em versão esterilizada, para uso no bloco operatório

• Indicações

- Compressão pós-operatória de curto prazo para promover o retorno venoso após uma cirurgia venosa (ligação, esclerose, fleboexcisão, terapia de lise), lesões de ligamentos da articulação tibiotalar, doenças linfológicas moderadas a graves, para a prevenção de edemas e hematomas.



mediven Struva 35				REF ^a	Modelo	Classe	Par/Un
Ref / Modelo	932 - AG	932-9 - AG c/ BF	933 - AGT				
				932	AG Coxa s/ banda fixação	35 mm/Hg	Un
				932-9	AG Coxa c/ banda fixação	35 mm/Hg	Un
				933	AGT Coxa com cinto	35 mm/Hg	Un

Benefícios do produto

Produto com propriedades únicas, que vai de encontro com as mais elevadas necessidades dos médicos e pacientes para uma assistência fiável e segura.



Banda de fixação tricotada

A mediven Struva 35 com banda de fixação tricotada é particularmente conveniente para pacientes imobilizados.



Calcanhar / peito do pé

O calcanhar tricotado assegura a melhor redução de pressão possível, e juntamente com o código de cor, garantem o tamanho correcto da meia de compressão, identificado de imediato.



Biqueira aberta

A biqueira aberta está prevista para segurança do paciente, permitindo a inspecção em qualquer momento da circulação, simplificando também a limpeza dos espaços inter-digitais.

Até à coxa (AG) / até à coxa com cinto (AGT)

Tam.	Medidas (circunferências em cm)			Código cor
	Tornozelo	Barriga da perna	Coxa	
I	17–19	30–35	42–54	rosa
II	19–21	31–37	46–58	azul
III	21–23	32–40	50–62	amarelo
IV	23–25	33–42	54–66	vermelho
V	25–27	34–44	58–70	cínza
VI	27–29	35–46	62–74	verde

mediven® Struva fix

Meias protectoras

REF ^a	Modelo	Apresentação	
973	AD Até ao joelho	Emb. 20 unidades	
974	AG Coxa	Emb. 20 unidades	

medi® Butler / calçadeira hospitalar

A ajuda patenteada para calçar meias em ambiente hospitalar.

Características

- Simples de usar
- Redução de tempo e de custos
- Auxiliar para calçar meias anti-embólicas aos pacientes, sem causar dor
- Também pode ser usada em danos na parte inferior da perna
- Versão esterilizável, especialmente desenhada para uso em blocos operatórios



Modo de uso



1. Puxando pelo fecho, o comprimento do butler hospitalar pode ser ajustado, e colocado por cima do tornozelo e coxa, sem sequer tocar no paciente.



2. Coloque a meia no centro do butler e alinhe a parte colorida com o centro do butler.



3. Puxe alternadamente a meia dum lado e do outro do butler, até que a zona colorida do calcanhar fique num dos lados curvos do butler.



4. Enquanto faz deslizar a meia no pé do doente, segure a meia na parte da coxa, até que a marca colorida chegue ao tornozelo do doente.



5. Agora liberte a meia e deslize o butler, pelo sentido contrário, e puxe a meia até à coxa.



6. A marca de tensão determina o comprimento da meia – Confirme se a meia ficou perfeitamente adaptada, sem pregas ou enrugada.

REF ^a	/ Modelo	Par/Un
900-3	Butler Hospitalar	Un
900-4	Butler Hospitalar Esterilizável	Un





Acessórios & Diversos



mediven[®]


cuidados Especiais DIA e NOITE

As doenças venosas afectam também a pele; as paredes das veias dilatadas drenam fluídos para os tecidos em volta; o aumento de secura à superfície da pele leva ao aumento de lesões. Para que o sucesso da terapia de compressão seja real a medi desenvolveu os produtos de cuidados especiais, respondendo às suas necessidades específicas.



mediven[®] Cuidados especiais para a pele











REF ^a / Modelo	Apresentação	Par/Un	
P100001	mediven [®] gel para o dia	Embalagem c/ 6 Un de 50 ml	Emb.
P200001	mediven [®] creme para a noite	Embalagem c/ 6 Un de 50 ml	Emb.
P900003	mediven [®] spray para o dia e noite	Embalagem c/ 6 Un de 100 ml	Emb.
P800001*	mediven [®] soft - creme em espuma	Frasco c/ 75 ml	Un.
P800001*	mediven [®] soft - creme em espuma	Embalagem c/ 12 Un. de 75 ml	Emb.
M870908	medipro [®] care gel Aloe Vera 99%	Frasco c/ 150 ml	Un



REF ^a / Modelo	Apresentação	Par/Un	
COLA	medifix [®] Cola para as meias "Roll-on"	Tubo com 59 ml	Un.

*Disponível por encomenda

Calçadeiras

Calçadeiras					
Ref / Modelo	901-0	900-0	900-7	902	900-1*
					
	900-3	900-4	900-5*	900-8*	900-9*
					

Calçadeiras				
REF ^a /	Modelo		Par/Un	
901-0	"2 em 1" - Calça e descalça meias com e sem biqueira e mangas		Un	
900-0	Butler mediven OFF - Descalça meias		Un	
900-7	Butler económico estrutura metálica		Un	
902	Auxiliar para vestir mangas - NOVIDADE		Un	
900-1*	Butler mediven XXL (tamanhos V a VII)		Un	
900-3	Butler Hospitalar		Un	
900-4	Butler Hospitalar Esterilizável		Un	
900-5*	Butler VARIO Alt. ajustável 37 cm a 57 cm		Un	
900-8*	Butler para collants		Un	
900-9*	Butler Reha Rebatível		Un	

* Disponível por encomenda

mediven® Motion

As meias versáteis para pernas saudáveis que o acompanham no dia-a-dia.

mediven motion uma combinação de meias para viagem, desporto e trabalho. Estudos clínicos provaram que uma compressão específica ao nível do tornozelo activa os músculos da barriga da perna promovendo o retorno venoso e previnem o risco de trombose venosa.

mediven® Motion

Ref/
Modelo

AD

AD curta




Tabela de medidas

Tamanhos	Circunferências em cm
S	18–20 cm
M	20–23 cm
L	23–26 cm
XL	26–29 cm
XXL	29–32 cm

Cores:

Cores disponíveis em stock :



Castanho



Preto

Outras cores standard disponíveis por encomenda :



Branco



mediven® Travel

As meias de viagem clinicamente aprovadas para pernas saudáveis.

mediven travel melhora o seu bem estar em viagens de avião, autocarro ou comboio.

Os trombos nas veias das pernas podem, no pior dos casos, obstruir completamente um vaso e assim limitar o retorno venoso. Se o trombo estiver nas veias profundas da perna, existe o perigo de este se deslocar através da circulação e alojar-se numa artéria dos pulmões. Esta é a mais temida complicação de trombose – a embolia pulmonar.

mediven® Travel

Ref/
Modelo

AD

AD curta





Tabela de medidas

Tamanhos	Circunferências em cm
S	18–20 cm
M	20–23 cm
L	23–26 cm
XL	26–29 cm
XXL	29–32 cm

Cores:

Cores disponíveis em stock :



Caramelo



Preto



Distribuído por Safe Travel, Lda. Tel: 218 473 037

medi® Swing

As meias e collants de descanso elegantes.

mediven® Swing					
Ref/ Modelo	140 Den AD Senhora	140 Den AD Homem	70 & 140 Den AG coxa	70 & 140 Den Collant	140 Den Collant Gravidez

Meias até ao joelho

	Modelo	Tamanhos / cores
140 Den	Até ao joelho p/ senhora	3 tamanhos - 2 cores: bege 08 preto
140 Den	Até ao joelho p/ homem	5 tamanhos - 3 cores: preto azul castanho

Meias até à coxa c/ banda

70 Den	Meias até à coxa c/ banda de fixação	5 tamanhos - 4 cores: bege 06 bege 08 preto bronze
140 Den	Meias até à coxa c/ banda de fixação	5 tamanhos - 2 cores: bege 06 preto

Collants

70 Den	Collant	5 tamanhos - 3 cores: bege 06 bege 08 preto
140 Den	Collant	5 tamanhos - 3 cores: bege 06 bege 08 preto

Collant de gravidez

140 Den	Collant gravidez	5 tamanhos - 2 cores: bege 06 preto
---------	------------------	--

Collant / meias até à coxa

Tamanhos	Tamanho do sapato
XS - I	36
S - II	36-38
M - III	38-39
L - IV	39-40
XL - V	40+

Meias p/ senhora AD

Tamanhos	Tamanho do sapato
S - I	35-37
M - II	38-39
L - III	40+

Meias p/ homem AD

Tamanhos	Tamanho do sapato
I	35-37
II	37-39
III	39-41
IV	41-43
V	43-45

Distribuído por Safe Travel, Lda. Tel: 218 473 037

mediven® elegance, mediven® plus, mediven® comfort, mediven® active

Standard

Circunferências	I	II	III	IV	V	VI	VII
cG coxa com BF silicone	43-48	45-52	49-56	53-60	56-64	60-68	64-72
cG coxa com BF silicone extra larga	49-57	53-62	57-67	61-72	65-77	69-81	73-85
cG - Coxa	43-57	45-62	49-67	53-72	56-77	60-81	64-85
cF - Meio coxa	39-52	41-56	44-60	47-65	50-69	53-73	57-78
cC - Barriga da perna	28-34	30-37	33-40	35-43	37-46	39-49	41-51
cB - Tornozelo	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	30-32

mediven® forte


Standard

Circunferências	I	II	III	IV	V	VI	VII
cG coxa com BF silicone	44-47	46-50	50-54	53-58	56-61	60-65	64-70
cG coxa com BF silicone extra larga	48-53	51-57	55-61	59-65	62-70	66-74	71-80
cG - Coxa	44-53	46-57	50-61	53-65	56-70	60-74	64-80
cF - Meia coxa	40-47	42-51	45-55	48-58	51-62	54-67	58-72
cC - Barriga da perna	29-34	31-36	33-38	35-40	37-42	39-44	41-46
cB - Tornozelo	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	30-32

Duomed

Standard

Tam.	cB Tornozelo	cC Barriga da perna	cG Coxa
S	19-21	28-34	42-57
M	22-24	32-38	48-64
L	25-27	36-42	54-71
XL	28-30	40-46	60-78
XXL	30-32	42-50	65-85



Alturas

AG normal	72-83
AG curta	62-71
AD normal	38-43
AD curta	33-37

Formulário de fabrico por medida para meias e collants de compressão

Fax: 218 470 833

Nome do cliente _____

Data _____

Nome do paciente _____

Quantidade unidade par collant

Assinatura e carimbo _____

Pé

Comprimento do pé s/ biqueira (do calcanhar à raiz dos dedos): _____ cm

Comprimento do pé c/ biqueira (do calcanhar à ponta do dedo grande): _____ cm

Biqueira suave

Cor

Banda de Fixação

- multifunções
 simples
 sensível
 Rebordo tricotado (excepto Comfort)

Cinto

só nas malhas plus e forte

- esquerdo
 direito
 Altura ℓT : _____ cm

cintura
 circunferência cT: _____ cm

Requisitos especiais

perímetros perna esq / cm	perímetros perna drt / cm	Alturas cm
		collant
		frente
		trás
	cT	ℓT
	cH	ℓH
	cK	
cG	cG	ℓG
cF	cF	ℓF
cE	cE	ℓE
cD	cD	ℓD
cC	cC	ℓC
cB ₁	cB ₁	ℓB_1
cB	cB	ℓB
cY	cY	
cA	cA	
ℓA	ℓA	Alturas do pé ℓA
ℓZ	ℓZ	ℓZ

Compressão	CCL 1	CCL 2	CCL 3	Alturas					
				AD	AF	AG	AT	AT/U	AT/H
Marque com uma cruz:									
mediven elegance			■						■
mediven plus									
mediven comfort			■		■				■
mediven forte	■								


A medi não se responsabiliza por medidas incorrectas. Os fabricos por medida não podem ser devolvidos e devem ser pedidos por escrito.

Classes de compressão	Indicações	
1 compressão moderada	Para varicose ligeira sem tendência pronunciada para edema e para varicose precoce na gravidez. Em casos especiais, por exemplo perda de força nas mãos, artrose, reumatismo, diabetes. Compressão em mmHg: 18.0 – 21.0 Compressão in kPa: 2.40 – 2.80	sem costura: mediven® elegance (biqueira fechada) mediven® Comfort (biqueira aberta) mediven® plus (biqueira aberta) mediven® active (biqueira fechada) duomed® (biqueira aberta + fechada) com costura: mediven® 550 (biqueira aberta) mediven® Mondí (biqueira aberta)
2 compressão moderadamente forte	Para sintomas mais sérios, varicose pronunciada com tendência para edema, inchaço pós-traumático, após resolução de úlceras simples, após tromboflebite superficial, após esclerose e cirurgia de varicoses para estabilizar o tratamento bem sucedido e para varicose mais pronunciada na gravidez. Compressão em mmHg: 23.0 – 32.0 Compressão in kPa: 3.1 – 4.3	sem costura: mediven® elegance (biqueira fechada) mediven® Comfort (biqueira aberta) mediven® plus (biqueira aberta) duomed® (biqueira aberta + fechada) mediven® active (biqueira fechada) mediven® forte (biqueira aberta) com costura: mediven® 550 (biqueira aberta) mediven® mondi (biqueira aberta)
3 compressão forte	Para todas as complicações na sequência de insuficiência venosa constitucional e pós-trombótica, tendência pronunciada para edema, varicose secundária, atrofia branca, dermatosclerose e após resolução de úlceras sérias, em particular recorrentes. Compressão em mmHg: 34.0 – 46.0 Compressão in kPa: 4.50 – 6.10	sem costura: mediven® plus (biqueira aberta) mediven® forte (biqueira aberta) com costura: mediven® 550 (biqueira aberta) mediven® mondi (biqueira aberta)
4 compressão extra-forte	Para linfedema e elefantíase. Compressão em mmHg: pelo menos 49,0 Compressão in kPa: pelo menos 6,50	mediven® 550 (biqueira aberta)

Contra-indicações:

De acordo com as directrizes da Sociedade Alemã de Flebologia:

- Contra-indicações absolutas: doenças arteriais oclusivas periféricas avançadas, insuficiência cardíaca descompensada, flebite séptica, flegmasia, coerulea dolens.
 - Contra-indicações relativas: dermatoses húmidas, intolerância ao material das meias de compressão, distúrbios sensoriais das extremidades, neuropatia periférica avançada (por exemplo, diabetes mellitus), poliartrite primária crónica.
- A medi não assume responsabilidade em resultado do uso contra-indicado deste produto.



medi Bayreuth, Lda.
Rua Eugénio de Castro Rodrigues, nº2
1700-184 Lisboa Portugal
Telf.: 218 437 160 Fax: 218 470 833
medi.portugal@medibayreuth.pt
www.medi.de