



Para uma situação transitória, pode ser adaptado este sobre colchão de pressão alterna por cima de um colchão qualquer que não ofereça características preventivas de úlceras. O Sobre colchão **Eskal** é composto de dois circuitos de ar independentes que o enchem de maneira alternada com a ajuda de um compressor de forma a aliviar os pontos de pressão.



Invacare **Liber L803 / Eskal L839**

O compressor **Liber** acompanha o sobre colchão para assim poder regular o fluxo de ar segundo a necessidade do utilizador.

- O movimento do colchão favorece a circulação de ar
- Compressor muito silencioso
- Fluxo do ar regulável

Disponibilizamos colchões hospitalares inteiros ou tripartidos (CLIN OU CLTR) ideias para utilizar em conjunto com este conjunto de sobre colchão **Liber** + compressor **Eskal**.

Peças

- ❶ Interruptor L803-MA04A
- ❷ Botões de regulação L803-MA05A
- Botões de regulação L803-MA01A
- Fusível L803-MA02A
- Bomba de ar L803-MA03A
- Placa eletrónica L803-MA06A
- Distribuidor de ar com motor L803-MA07A

Características técnicas

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare Portugal.

	Peso total	Peso max utilizador	Garantia	Cor
<b>L839</b>	2 kg	100 kg	2 anos	Bege
<b>L803</b>	0.4 kg		2 anos	Cinza